

CE 2460

POLIREPAR S

POLIREPAR S je akrilat za izdelavo reparatur s hladno polimerizacijo.

Barva: Pink

Področja uporabe:
- reparature

Navodila za delo:

- Priprava
Po odstranitvi lepilnega voska s proteze, mavčni model premažemo z izolirnim lakom. Dele proteze, ki jih želimo popraviti, nahrpamo o in premažemo s tekočino Polirepar S.
- Mešanje in ulivanje
Priporočamo volumsko mešalno razmerje prah-tekočina 1,7-2,0 : 1. Tekočini v mešalni posodici počasi dodajamo prah. Prah in tekočino mešamo z lopatico približno 30 sekund. Mešalno posodico pokrijemo in pustimo maso počivati približno 2 minuti. Po tem času je masa primerna za delo, pri sobni temperaturi 22°C je delovni čas 4 minute.
- Polimerizacija
Pripravljen model vstavimo v aparat za vročo polimerizacijo pod pritiskom. Pogoji polimerizacije so: temperatura vode 40-45°C, pritisk 6 bar, čas polimerizacije 20 minut.
- Obdelava
Po odstranitvi mavca, protezo obdelamo in spoliramo z običajnimi zobotehničnimi postopki.

Skladiščenje:

Hrani pri temperaturi do 25°C, zaščiteno pred direktnimi sončnimi žarki.

Opozorila:

Posode zapri takoj po uporabi.

Ne uporabljaj po poteku datuma uporabe.

Hrani zunaj dosega otrok.

Izogibaj se daljšemu kožnemu stiku z nepolimeriziranim materialom in vdihavanju tekočine.

V primeru znanih alergij ali preobčutljivosti na akrilne materiale izdelka ne uporabljajte. Pri bolnikih z močno oslavljenim imunskim sistemom svetujemo, da zdravnik preceni tveganje/korist pri uporabi proizvoda. Zaradi pomanjkanja informacij o varnosti izpostavljenosti PMMA pri nosečnicah svetujemo, da se izognete uporabi izdelka za nosečnice. Končno uporabo pri tej posebni skupini pacientov mora zobozdravnik pretehtati glede na razmerje med tveganjem in koristmi za vsak primer posebej.

V primeru resnih težav v zvezi z uporabo izdelka naj se to sporoči proizvajalcu (Polident d.o.o. ; vigilanca@polident.si) in pristojnemu organu države članice, kjer ima uporabnik sedež.

Varnostna opozorila za tekočino:

Tekočina je lahko vnetljiva. Draži oči, dihalni sistem in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost ob stiku s kožo.

Hrani v zračnem prostoru.

Hrani ločeno od virov vžiga. Kajenje

prepovedano.

Ne izlivaj v kanalizacijo.

Upoštevaj ukrepe proti statični elektriki.

Pakiranje:

Polirepar S prah - 200g

Polirepar S tekočina - 150g

PoliDent



Polident d.o.o. Slovenija, Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga, Slovenija
T: +386 53304840, F: +386 53304870
E-mail: polident@polident.si

CE 2460

POLIREPAR S

POLIREPAR S je akrilat za izradu reparatura hladnom polimerizacijom.

Boja: Pink

Indikacije:
- reparature

Upute za uporabu:

- Priprava
Nakon skidanja voska s proteze, gipsani model premažemo izolacijskim lakom. Dijelove proteze koje želimo reparirati načinimo hrapavim i premažemo ih tekućinom Polirepar S.
- Miješanje i lijevanje
Preporučujemo zapreminski omjer mješavine prah-tekućine 1,7-2,0 : 1. Tekućini u posudici za miješanje lagano dodajemo prah i miješamo lopaticom pribl. 30s. Zatim posudicu pokrijemo i masu ostavimo da stoji pribl. 2 minute. Nakon toga je masa primjerena za aplikaciju 4 m i n u t a p r i sobnoj temperaturi 22°C.
- Polimerizacija
Pripremljen model umetnemo u aparat za vruću polimerizaciju pod tlakom. Uvjeti polimerizacije: temperatura vode 40-45°C, tlak 6 bar, vrijeme polimerizacije 20 minuta.
- Obrada
Nakon odstranjenja gipsa protezu obradimo i poliramo uobičajenim zubotehničkim postupcima.

Skladištenje:

Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićenog od izravnih sunčevih zraka.

Pozor:

Posudu zatvoriti odmah nakon uporabe.

Ne uporabljati nakon isteka datuma uporabe. Čuvati van dosega dječjih ruku.

Izbjegavati duži doticaj kože s nepolimeriziranim materijalom te udisanje tekućine.

U slučaju poznatih alergija ili preosjetljivosti na akrilne materijale nemojte koristiti proizvod. U

slučaju ozbiljno imunokompromitiranog pacijenta, liječnik bi trebao odlučiti i odmjeriti korist / rizik u

odnosu na pojedinog pacijenta. Zbog nedostatka informacija o sigurnosti izloženosti PMMA, trudnicama savjetujemo izbjegavanje korištenja proizvoda za trudnice. Konačnu upotrebu u ovoj posebnoj skupini pacijenta trebao bi izvagati stomatolog prema omjeru rizika / koristi za svakog pacijenta.

U slučaju bilo kojeg ozbiljnog incidenta koji se dogodio u vezi s uređajem treba prijaviti proizvođaču (Polident d.o.o. ; vigilanca@polident.si) i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik osnovan.

Upozorenja o sigurnosti glede tekućine:

Tekućina je lako zapaljiva. Draži oči, respiratorni sustav i kožu. U doticaju s kožom mogu nastupiti alergije.

Čuvati u zračnoj prostoriji.

Čuvati van dosega paljenja. Pušenje zabranjeno.

Ne izlijevati u kanalizaciju.

Poštivati mjere glede statičke elektrike.

Pakiranje:

Polirepar S prah - 200g

Polirepar S tekućina - 150g

PoliDent



Polident d.o.o. Slovenija, Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga, Slovenija
T: +386 53304840, F: +386 53304870
E-mail: polident@polident.si

Št. dok.: 0200048

Datum zadnje revizije: 31.3.2021

CE 2460

POLIREPAR S

POLIREPAR S is an acrylate for the fabrication of repairs by using the cold curing.

Colour range: Pink

Indications:

- repairs

Directions for use:

- Preparation
After the removal of wax from the prosthesis, apply the isolating fluid on the gypsum model. The parts of the prosthesis which are to be prepared are roughened and the Polirepar S fluid is applied.
- Mixing and casting
The recommended mixing volumes ratio powder-liquid is 1,7-2,0 : 1. Place the liquid into a mixing jar and add the powder little by little. The liquid and the powder are to be mixed with a spatula for about 30 sec. Cover the mixture in the mixing jar and put it approximately 2 minutes aside. After that the mixture is ready. At a room temperature of 22°C the working time is 4 minutes.
- Polymerisation
The prepared model is put into the hot pressure vessel. The conditions of polymerisation are the following: water temperature 40-45°C, pressure 6 bar, polymerisation time 20 minutes.
- Trimming
After the removal of the gypsum, the prosthesis is trimmed and polished according to procedures common in dental laboratories.

Storage:

Store at room temperature up to 25°C. Avoid direct exposure to sun

Warning:

Close container immediately after use. Do not use material after expiry date. Keep out of reach of children.
Avoid direct contact between skin and uncured material as well as inhalation of the liquid.
In case of known allergies or hypersensitivity to acrylic materials do not use the product. In case of

severely immuno compromised patient, the doctor should decide and weigh the benefit/risk with regards to the individual patient. Due to lack of information regarding the safety of PMMA exposure for pregnant women, we advise to avoid using the device for pregnant women. The final use in this special group of patients should be weighed by the dentist according to risk/benefits ratio for each patient.

In case that any serious incident that has occurred in relation to the device it should be reported to the manufacturer (Polident d.o.o.; vigilanca@polident.si) and the competent authority of the Member State, where the user is established.

Warning of liquid component:

Liquid is highly flammable. Irritating to eyes, respiratory system and skin.
May cause sensitization by skin contact.
Keep container in a well ventilated place.
Keep away from sources of ignition. NO smoking.

Do not empty into drains.

Take precautionary measures against static discharges.

Packing:

Polirepar S powder - 200g
Polirepar S liquid - 150g

PoliDent



Polident d.o.o. Slovenija, Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga, Slovenija
T: +386 53304840, F: +386 53304870
E-mail: polident@polident.si

CE 2460

POLIREPAR S

POLIREPAR S ist ein Acrylat für die Anfertigung von Reparaturen durch die Kaltpolymerisation.

Farbskala: Pink

Indikationen:

- Reparaturen

Gebrauchsanweisung:

- Vorbereitung
Nach den Entfernung des Wachses von der Prothese, wird auf das Gipsmodell ein Isoliermittel aufgetragen. Teile der Prothese, die vorbereitet werden sollen, werden aufgeraut und mit der Polirepar S- Flüssigkeit bestrichen
- Mischen und Eingießen
Es wird das Mischungsvolumen- verhältnis Pulver-Flüssigkeit 1,7-2,0 : 1 empfohlen. Der Flüssigkeit im Anmischbecher wird langsam das Pulver hinzugegeben. Das Pulver und die Flüssigkeit werden dann mit der Spachtel ungefähr 30 Sekunden lang gemischt. Der Anmischbecher wird zugedeckt und die Masse darin wird ungefähr zwei Minuten lang stehengelassen. Nach dieser Zeit ist die Masse bei einer Raumtemperatur von 22°C 4 Minuten lang verarbeitungs- fähig.
- Polymerisation
Das vorbereitete Modell wird in den Heißpolymerisator eingelegt. Die Bedingungen der Polymerisation sind die folgenden: Wassertemperatur 40-45°C, Druck 6 bar, Polymerisationszeit 20 Minuten.
- Zurichten
Nach der Entfernung des Gipses wird die Prothese mit den üblichen zahntechnischen Verfahren bearbeitet und poliert.

Lagerung:

Bei Zimmertemperatur bis zu 25°C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Hinweise:

Die Behälter gleich nach dem Gebrauch schließen.
Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
Vor Kindern geschützt lagern.
Zu langen Hautkontakt mit dem unpolymerisierten Material und das Einatmen der Flüssigkeit vermeiden.
Bei bekannten Allergien oder Überempfindlichkeit

gegen Acrylmateriale das Produkt nicht verwenden. Im Falle eines stark immunsupprimierten Patienten sollte der Arzt entscheiden und den Nutzen / das Risiko in Bezug auf den einzelnen Patienten abwägen. Aufgrund fehlender Informationen zur Sicherheit der PMMA-Exposition von Schwangeren empfehlen wir, die Verwendung des Produktes für Schwangere zu vermeiden.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dies dem Hersteller (Polident d.o.o.; vigilanca@polident.si) und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer niedergelassen ist.

Gefahrenhinweise für

Flüssigkeitskomponente:

Die Flüssigkeit ist leicht entzündlich. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Kann Überempfindlichkeit bei Hautkontakt verursachen. An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vorkehrungen gegen statische Elektrizität beachten.

Verpackung:

Polirepar S Pulver - 200g
Polirepar S Flüssigkeit - 150g

PoliDent



Polident d.o.o. Slovenija, Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga, Slovenija
T: +386 53304840, F: +386 53304870
E-mail: polident@polident.si