

Cross Linked 2



Zobje Cross Linked 2 so visoko zamreženi polimetilmetakrilatni zobje. Kvalitetne surovine in ustrezen tehnološki postopek izdelave zob zagotavlja barvno in toplotno stabilnost zob, veliko abrazijsko odpornost, odpornost proti topilom in trdno povezavo zob z dentalno bazo. Zobe Cross Linked 2 sestavlja 18 različnih oblik zgornjega interkaninega sektorja, ki so razdeljene v 3 skupine (ovalna, kvadratna, trikotna), 7 različnih oblik spodnjega interkaninega sektorja in 6 različnih oblik transkaninega sektorja. Zobje Cross Linked 2 se uspešno vgrajujejo v parcialne in totalne proteze, ker funkcionalno in estetsko nadomeščajo pacientove zobe.



Zubi Cross Linked 2 jesu visoko zamreženi polimetilmetakrilatni zubi. Načinjeni su od kvalitetnih sirovina uz primjeren tehnološki postupak kojim su dostignute slijedeće značajke: stabilnost boje i topline, visoki stupanj otpornosti na abrazije i otapala te primjerena kohezivnost zubi sa dentalnom bazom. Zube Cross Linked 2 tvori 18 različiti oblika gornjega interkaninog sektora, razvrstanih u 3 skupine (ovalni, kvadratni i trokutni), 7 različiti oblika donjega interkaninog te 6 različiti oblika transkaninoga sektora. Zube Cross Linked 2 uspješno umećemo u parcijalna i totalna umjetna zubala gdje funkcionalno i estetski nadomještaju pacijentove zube.



Cross Linked 2 teeth are highly cross linked polymethylmethacrylate teeth. High quality raw materials along with an adequate technological production procedure assure the colour and heat stability of the teeth, a high resistance to abrasion and solvents as well as a durable adhesion with the denture base material. Cross Linked 2 teeth consist of 18 different moulds of upper anterior teeth which are subdivided into 3 groups (the oval, square and triangular group), of 7 different moulds of lower anterior and of 6 different moulds of posterior teeth. Cross Linked 2 teeth are successfully fitted into partial and total prosthesis as they perfectly replace the teeth of the patients.



Cross Linked 2 Zähne sind Zähne aus Polymethylmethacrylat, die sehr kreuz-ver-netzt sind. Durch hochwertige Rohstoffe und das entsprechende technologische Herstellungs-verfahren werden die Farb- sowie Wärme-beständigkeit der Zähne, eine große Abrasionsfestigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel und eine feste Verbindung der Zähne mit dem Prothesenmaterial gewährleistet. Cross Linked 2 Zähne bestehen aus 18 verschiedenen Formen der oberen Front-zähne, die in 3 Gruppen unterteilt sind (die ovale, quadratische und dreieckige Gruppe), aus 7 verschiedenen Formen der unteren Frontzähne und aus 6 verschie-denen Formen der Seitenzähne. Cross Linked 2 Zähne werden erfolgreich in Teilprothesen wie in totale Zahnprothesen eingebaut, da sie sowohl funktionell als auch ästhetisch die Zähne der Patienten ersetzen.



Los dientes Cross Linked 2 son dientes de polimetilmetacrilato altamente reticulados. Las materias primas de alta calidad junto con el procedimiento de producción tecnológica adecuado aseguran la estabilidad del calor y el color de los dientes, una alta resistencia a la abrasión y a los solventes y una adhesión duradera con el material de la base de la dentadura. Los dientes Cross Linked 2 consisten de 18 molduras diferentes de los dientes superiores anteriores las cuales se subdividen en 3 grupos (el grupo ovalado, cuadrado y triangular), de 7 molduras diferentes de los dientes inferiores anteriores y de 6 molduras diferentes de los dientes posteriores. Los dientes Cross Linked 2 se colocan correctamente en dentaduras parciales o totales ya que reemplazan perfectamente a los dientes de los pacientes.



Cross Linked 2 são dentes de polimetacrilato de metilo reticulados. As matérias-primas de alta qualidade juntamente com um procedimento tecnológico adequado de produção asseguram a cor e a estabilidade térmica dos dentes, uma resistência elevada à abrasão e solventes assim como uma adesão durável com a matéria-prima da dentadura. Os dentes Cross Linked 2 consistem em 18 moldes diferentes de dentes anteriores superiores que são subdivididos em 3 grupos (grupo oval, quadrado e triangular), de 7 moldes diferentes anteriores inferiores e de 6 moldes diferentes de dentes posteriores. Os dentes Cross Linked 2 são colocados com sucesso na dentadura parcial e total, uma vez que substituem eficientemente os dentes dos pacientes.



Les dents Cross Linked 2 sont des dents en polyméthacrylate réticulé. Des matières premières de haute qualité et un processus technologique adéquat des dents fournissent la couleur et la stabilité thermique de la dent, la résistance à l'abrasion et aux solvants et une fixation solide des dents sur la base dentaire. Les dents Cross Linked 2 se composent de 18 formes différentes de la section inter-canine supérieure, qui sont divisées en 3 groupes (ovales, carrées, triangulaires), 7 formes différentes de la section inter-canine inférieure et 6 formes différentes de la section transcanine. Les dents Cross Linked 2 s'intègrent naturellement dans des prothèses partielles et totales, remplaçant ainsi fonctionnellement et esthétiquement les dents du patient.

Cross Linked 2



PoliDent



POLIDENT d.o.o. Dental Products Industry

Volčja Draga 42
Si-5293 Volčja Draga
Slovenia

Phone: +386 5 330 48 40
Fax: +386 5 330 48 70
E-mail: polident@polident.si

www.polident.si

www.polident.si

Date: 24.01.2019

PoliDent

since 1958



Oblike zob



Oblici zuba



Acrylic Teeth Mould Chart



Kunststoffzähne Formenkarte



Cuadro de moldura de dientes de acrílico




Carta molde de dentes acrílicos



Forme des dents

3	31	I1	T1
	32	I2, I3	T1, T2
	33	I2, I3	T2, T3
	34	I3, I4	T2, T3, T4
	35	I3, I4, I5	T3, T4
	36	I4, I5	T3, T4
	37	I5, I6	T4, T6
0	01	I1	T1
	02	I1, I3	T1, T2, T3
	03	I3, I4	T3, T4
	04	I4, I5	T3, T5
	05	I5, I6	T3, T4, T5
	06	I6, I7	T5, T6
4	41	I1	T1
	42	I3, I4	T2, T3
	43	I3, I4	T3, T4
	44	I5, I6	T3, T4, T5, T6
	45	I5, I6	T4, T5



31
38,6
8,9
7,2



32
41,5
9,5
7,9



33
42,0
10,5
8,2




34
43,5
9,4
8,0



35
44,1
10,2
8,4



36
44,9
10,4
8,5



37
46,5
10,8
8,7



01
40,3
8,2
7,5



02
42,3
8,4
8,0



03
44,2
9,8
8,2



04
46,6
9,8
8,7



05
47,3
10,0
8,7



06
52,0
13,1
9,7



41
40,4
9,0
7,5



42
43,4
9,4
8,2





43
45,8
9,0
8,2



44
46,9
9,4
9,0




45
48,5
10,0
8,9




I1
31,3
7,5
4,6



I2
31,4
9,1
4,7




I3
33,5
8,3
5,0



I4
34,0
9,1
5,0



I5
34,4
9,1
5,3




I6
37,5
8,5
5,6



I7
38,2
11,9
5,8

BARVE / BOJE / COLOURS /
FARBE / COLOR / COR / COULEUR

BL3
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
C1 - C2 - C3 - C4
D2 - D3 - D4



T1
28,5
30,0
8,6
7,8



T2
28,7
31,2
8,3
8,2



T3
29,2
32,1
8,7
8,7



T4
30,5
33,2
9,0
8,7



T5
31,6
33,2
8,9
8,8



T6
33,0
35,0
9,5
9,3



PoliDent

Cross Linked 2

Keep your smile!

