



Katalog produktov



PoliDent



since 1958

Zanesljiv in fleksibilen Partner

60 LET NA TRŽIŠČU

RAZVIJAMO IN PROIZVEDEMO ZA VAS

NAREJENO V EVROPI





A PREDSTAVITEV PODJETJA UMETNI AKRILATNI ZOBJE 06



| | |
|----------------|----|
| Ref-Line | 10 |
| Primodent | 20 |
| Cross Linked 2 | 30 |

B POLIDENT CAD-CAM DISKI 36



| | |
|----------------------------------|----|
| 01 POLIDENT PMMA CAD-CAM DISK | 38 |
| multilayer | 39 |
| basic | 39 |
| splint | 40 |
| 02 POLIDENT PINK CAD-CAM DISK | 41 |
| basic | 41 |
| 03 POLIDENT CASTING CAD-CAM DISK | 42 |
| 04 POLIDENT MODEL CAD-CAM DISK | 42 |
| 05 POLIDENT X-RAY CAD-CAM DISK | 43 |

C LABORATORIJSKI MATERIJAL 44



| | |
|-------------|----|
| 01 AKRILATI | 46 |
| Polihot | 46 |
| Policold | 46 |
| K-30 S | 47 |
| Polirepar S | 47 |
| Ortopoli | 48 |
| Politray | 48 |
| Unitray LC | 49 |
| Politemp | |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 02 VLOŽNE MASE | 50 |
| Polivest | 50 |
| Politerm Speed | 50 |
| Univecast | 51 |
| Polipress | 51 |
| 03 KORUND | 53 |
| 04 DUBLIRNI SILIKON | 53 |
| 05 MAVCI | 54 |
| Alabaster | 54 |
| Polidur | 54 |
| Polistone | 55 |
| PrimaArt | 55 |
| PrimaRock | 55 |
| 06 PLOVEC | 56 |
| 07 ŠČETKE | 56 |
| 08 ŠELAK BAZNE PLOŠČE | 57 |
| 09 VOSKI | 57 |



ORDINACIJSKI MATERIJAL

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 01 SANITETNI PRIPOMOČKI | 58 |
| Zaščitne medicinske rokavice | 60 |
| Zaščitna pregrinjala za paciente | 61 |
| POKRITOST TRGA | 62 |



PoliDent





Industrija dentalnih proizvodov

Na trgu smo prisotni že od leta 1958.

Z ekipo, ki danes šteje cca.130 zaposlenih in mladim, fleksibilnim in ciljno orientiranim vodstvom, si prizadevamo za kakoviteto in inovativnost proizvodov. Ponosni smo tudi na dejstvo, da se celoten proces proizvodnje – od ideje, načrtovanja, do končnega proizvoda – še vedno odvija pri nas, v Sloveniji. Nenehno vlagamo v modernizacijo, zaradi povečanih potreb pa bomo v prihodnjih dveh letih razširili proizvodnjo in dodali smo novo skladišče.

Naše proizvode prodajamo v preko 60 držav po vsem svetu, prvovrstna kakovita pa nas postavlja ob bok vodilnim svetovnim podjetjem v dentalni panogi.



PoliDent



S ponosom stojim na čelu podjetja, ki se lahko pohvali s 60 letno tradicijo.

Skozi leta smo nabirali izkušnje, se učili, vedno z željo izdelovati kakovostne dentalne proizvode, s katerimi želimo kupcem nuditi najboljšo oskrbo in estetsko dovršene rešitve. Stremimo k temu, da bi se kot dentalni proizvajalec, predvsem z novimi proizvodi, pozicionirali v višji kakovostni razred in tako neposredno konkurirali vodilnim dentalnim podjetjem.

Judi v prihodnje bomo proizvajali izdelke za uporabo v zdravstvu, s poudarkom na zobni protetiki. Zagotoviti želimo stalno rast in razvoj podjetja, večanje prepoznavnosti lastnih blagovnih znakov, kontinuiran razvoj novih proizvodov ter stalno izboljševanje obstoječih proizvodov in storitev.

Ju moram poudariti tudi prispevek zaposlenih, ki s svojim delom omogočajo delovanje in obstoj podjetja, pod nadzorom skrbno izbrane vodstvene ekipe, ki se odlikuje z dolgoletnimi izkušnjami in motivacijo za spremembe in razvoj. Da ostajamo v koraku s časom, nenehno dopolnjujemo znanja z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem.

Ob koncu se zahvaljujem vsem, ki ste v teh letih sodelovali z nami in se veselim nadaljnih 60 let, ko bomo skupaj podirali mejnice dentalne industrije.

Direktor

Dani Pečenik





Pri razvoju, proizvodnji in prodaji zob sledimo:

- MDD 93/42/EEC
- standardom EN ISO 9001
 - EN ISO 13485
 - CAN/CSA-ISO 13485
 - EN ISO 22112
- in drugim pravnim zahtevam.
- naši zobje so licencirani pri FDA in Health Canada

PoliDent



Umetni akrilatni zobje

01 Ref - Line

02 Primodent

03 Cross Linked 2



Christian Wibberley
CW Dentures / Oldham, Anglija



Hvala da ste svoje delo delili z nama!

Proteze narejene z **REF-LINE®**

John Winter nam je poslal sledeće fotografije..

Stephen Norman
Sparkle Dental Lab / Bolton, Anglija



O1

Umetni akrilatni zobje
REF-LINE

REF-LINE®
Look and feel natural.



VRHUNSKA LINIJA ANATOMSKO OBLIKOVANIH VEČSLOJNIH ZOB ZA PROTETIČNE NADOMESTKE NOVE GENERACIJE

Naravna barva in oblika

- naravna morfologija zob
- incizalne razpoke in manjše nepravilnosti
- prosojnost v incizalnem predelu
- vidni mameloni
- poudarjena vratna barva
- vsebuje oblike z razširjenimi vratovi za prekrivanje kovinskih ogrodij na zobnih vsadkih in kombiniranih delih
- poudarjena barva v fisurnem predelu okluzalne ploskve
- anatomsko oblikovani vrški kljub brušenju pri postavitevi ohranajo naraven izgled zoba




Nova proizvodna tehnologija

- omogoča vrhunskost pri oblikovanju zuba
- retencijska odprtina na spodnji strani omogoča hitrejše in lažje delo




Nov material

- 50% izboljšana abrazijska odpornost zob*
- 15% povečana trdota*
- nespremenjena elastičnost*



*primerjava z obstoječim materialom



M1

V1,V3

Q1

M3

V3,V4,U3

R2,R4,Q1,Q3,F2,F4

M4

V4,U3,U4

R2,R4,Q3,F2,F4

M6

V4,V6,V8,U4

R4,R6,Q5,F4,F6

K3

V4,V3,U3

R4,F4,Q3,R2,F2

K4

V6,V4,U4

R4,F4,Q3,R2,F2

K6

V8,V6,U6

R6,F6,Q5,R4,F4

N3

V3,V4,U3

R2,R4,Q3,F2,F4

N4

V4,V6,U3,U4

R2,R4,Q3,F2,F4

N6

V6,V8,U4,U6

R4,R6,Q5,F4,F6

W3

V3,V4,U3

R2,R4,Q3,F2,F4

W4

V4,V6,U3,U4

R2,R4,Q3,F2,F4

W6

V6,V8,U4,U6

R4,R6,Q5,F4,F6

H3

V3,V4,U3

R2,R4,Q3,F2

H4

V4,V6,U3,U4

R2,R4,Q3,F2,F4

H6

V6,V8,U4,U6

R4,R6,Q5,F4,F6

SHADES

BL1 - BL3

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4

C1 - C2 - C3 - C4


D2 - D3 - D4



REF-LINE®
Look and feel natural.

O1

Umetni akrilatni zobje
REF-LINE



M1

a 40,8
b 8,7
c 7,5



M3

a 43,2
b 9,7
c 8,2



M4

a 45,3
b 9,9
c 8,5



M6

a 49,1
b 10,5
c 9,1



K3

a 44,1
b 9,9
c 8,3



K4

a 46,1
b 10,3
c 8,7




K6

a 49,6
b 11,1
c 9,3



REF-LINE®

Look and feel natural.



N3

a 43,6
b 9,9
c 8,3



N4

a 45,4
b 10,9
c 8,6



N6

a 48,8
b 11,4
c 9,3



W3

a 43,4
b 9,3
c 8,2



W4

a 45,3
b 9,7
c 8,5



W6

a 48,7
b 10,6
c 9,2



H3

a 43,0
b 10,7
c 7,8



H4

a 44,9
b 11,2
c 8,2




H6

a 48,3
b 12,0
c 8,8



Q1


Umetni akrilatni zobje
REF-LINE



| | | |
|-----------|---------------------------|--|
| V1 | a 29,8 b 8,0 c 4,3 | |
| V3 | a 31,9 b 8,3 c 4,7 | |
| V4 | a 33,7 b 8,7 c 4,9 | |
| V6 | a 35,8 b 9,2 c 5,3 | |
| V8 | a 38,6 b 10,5 c 5,6 | |
| U3 | a 34,1 b 8,4 c 5,1 | |
| U4 | a 35,9 b 8,7 c 5,4 | |
| U6 | a 38,3 b 9,4 c 5,7 | |

REF-LINE[®]


Look and feel natural.



Q1

Umetni akrilatni zobje

REF-LINE



Q1

a 29,1
b 31,6
c 10,2
d 9,4



Q3

a 31,9
b 34,6
c 11,2
d 10,3



Q5

a 33,8
b 36,7
c 11,9
d 10,9



F2

a 30,4
b 32,4
c 10,2
d 9,5



F4

a 32,9
b 35,1
c 11,1
d 10,2



F6

a 35,4
b 37,7
c 11,9
d 11,0



PoliDent
©



REF-LINE®
Look and feel natural.

REF·LINE®
Look and feel natural.



Proteze narejene z **REFTM-LINE[®]**

Chris Urist Primotec / ZDA nam je poslal sledeči fotografiji...



*Arian Deutsch,
CDT. Lab / Deutsch Dental Arts / ZDA CW*



Hvala da ste svoje delo delili z nami!



primodent® *For beautiful smile.*

- visoko estetski triplastni akrilatni zobje
- 100% razviti, proizvedeni in kontrolirani v Sloveniji EU
- odlične mehanske lastnosti, visoka odpornost na abrazijo
- stabilnost barve od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licencirani pri FDA in Health Canada

PRIMODENT SESTAVLJA 45 SETOV ZOB

- 27 kompletov zgornjih sprednjih zob (ovalna, kvadratna in trikotna oblika)
- 10 kompletov spodnjih sprednjih zob
- 8 kompletov posteriornih zob
- na voljo v 19 barvnih odtenkih Primodent in 17 barvnih odtenkih Primodent-V





| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| | 31 | I1 | T1, S1 |
| | 32 | I2, I3, L2 | T1, T2, S1 |
| | 33 | I1, L2, I3 | T2, T3 |
| | 34 | I3, I4 | T2, T3, T4 |
| | 35 | I2, I4, I5, L2 | T3, T4 |
| | 36 | I4, I5, L6 | T3, T4 |
| 3 | 37 | I5, I6 | T4, T6 |
| | 37A | I6 | T4, T6 |
| | 38 | I6, I8, I7 | T4, T6, S5 |
| | 39 | I7 | T6 |
| | 32I | I2, I3, L2 | T1, T2, S1 |
| | 34I | I3, I4 | T2, T3, T4 |
| | 37I | I6 | T4, T6 |
| | 01 | I1 | T1, S1 |
| 0 | 02 | I1, I3, L2 | T1, T2, T3, S1 |
| | 03 | I3, I4 | T3, T4, S1 |
| | 04 | I4, I5, L6 | T3, S5 |
| | 05 | I5, I6, L8 | T4, S5 |
| | 05A | L8, I6 | T4, S5, T6 |
| | 06 | I6, I7, L8 | S5, T6 |
| | 41 | I1 | T1, S1 |
| 4 | 42 | I3, I4, L2 | T2, T3, S3 |
| | 43 | I3, I4, L2 | T3, T4 |
| | 43A | I3, I4, L6 | T3, S3, S5 |
| | 44 | I5, I6, L6 | T4, S5 |
| | 45 | I5, I6 | T4, S5 |
| | 46 | L8 | T4, S5, T6 |

barve

BL3

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4

C1 - C2 - C3 - C4

D2 - D3 - D4

YO - Y1 - Y2 - Y3 - Y4 - Y5 - Y6

B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6

G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6

primodent®
For beautiful smile.




primodent®
For beautiful smile.





03

Umetni akrilatni zobje
PRIMODENT



01

40,3
8,2
7,5



02

42,3
8,4
8,0



03

44,2
9,8
8,2



04

46,6
9,8
8,7



05

47,3
10,0
8,7



05A

48,9
11,9
9,0



06

52,0
13,1
9,7

primodent®
For beautiful smile.



ŠIRŠA OBLIKA VRATU JE PRIMERNA TUDI ZA IMPLANTANTE




02


Umetni akrilatni zobje

PRIMODENT

primodent®
For beautiful smile.



| | |
|-----------|---------------------|
| I1 | 31,3 7,5 4,6 |
| I2 | 31,4 9,1 4,7 |
| I3 | 33,5 8,3 5,0 |
| I4 | 34,0 9,1 5,0 |
| I5 | 34,4 9,1 5,3 |
| I6 | 37,5 8,5 5,6 |
| I7 | 38,2 11,9 5,8 |
| L2 | 34,7 8,2 5,1 |
| L6 | 38,5 9,1 5,9 |
| L8 | 40,2 9,3 6,2 |



a
b
c
d



T1
28,5
30,0
8,6
7,8

T2
28,7
31,2
8,3
8,2

T3
29,2
31,1
8,7
8,7

T4
30,5
33,2
9,0
8,7

T6
33,0
35,0
9,5
9,3


S1
27,2
28,2
7,9
7,6

S3
31,1
32,6
8,5
8,2

S5
31,6
33,2
8,9
8,8

Umetni akrilatni zobje

CROSS LINKED 2



CROSS LINKED 2

Keep your smile!

- dvoslojni akrilatni zobje VRHUNSKE KVALITETE
- 100% razvito, proizvedeno in kontrolirano v Sloveniji EU
- stabilnost barve od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licencirani pri FDA in Health Canada

CROSS LINKED 2 SESTAVLJA 31 SETOV ZOB

- 18 kompletov zgornjih sprednjih zob (ovalna, kvadratna in trikotna oblika)
- 7 kompletov spodnjih sprednjih zob
- 6 kompletov posteriornih zob
- na voljo v 17 barvnih odtenkih





| | | | |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 3 | 31 | I1 | T1 |
| | 32 | I2, I3 | T1, T2 |
| | 33 | I2, I3 | T2, T3 |
| | 34 | I3, I4 | T2, T3, T4 |
| | 35 | I3, I4, I5 | T3, T4 |
| | 36 | I4, I5 | T3, T4 |
| | 37 | I5, I6 | T4, T6 |
| 0 | 01 | I1 | T1 |
| | 02 | I1, I3 | T1, T2, T3 |
| | 03 | I3, I4 | T3, T4 |
| | 04 | I4, I5 | T3, T5 |
| | 05 | I5, I6 | T3, T4, T5 |
| | 06 | I6, I7 | T5, T6 |
| 4 | 41 | I1 | T1 |
| | 42 | I3, I4 | T2, T3 |
| | 43 | I3, I4 | T3, T4 |
| | 44 | I5, I6 | T3, T4, T5, T6 |
| | 45 | I5, I6 | T4, T5 |

barve

BL3

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4

C1 - C2 - C3 - C4


D2 - D3 - D4

CROSS LINKED2
Keep your smile!

03

Umetni akrilatni zobje

CROSS LINKED 2



31

38,6
8,9
7,2



32

41,5
9,5
7,9



33

42,0
10,5
8,2



34

43,5
9,4
8,0



35

44,1
10,2
8,4



36



44,9
10,4
8,5



37

46,5
10,8
8,7


CROSS LINKED 2
Keep your smile!



3

Umetni akrilatni zobje

CROSS LINKED 2



I1

31,3
7,5
4,6



I2

31,4
9,1
4,7



I3

33,5
8,3
5,0




I4

34,0
9,1
5,0



I5

34,4
9,1
5,3



I6

37,5
8,5
5,6



I7

38,2
11,9
5,8

CROSS LINKED 2
Keep your smile!

| | a | b | c | d | |
|----|---|---|---|---|----------------------------|
| T1 | | | | | 28,5 30,0 8,6 7,8 |
| T2 | | | | | 28,7 31,2 8,3 8,2 |
| T3 | | | | | 29,2 32,1 8,7 8,7 |
| T4 | | | | | 30,5 33,2 9,0 8,7 |
| T5 | | | | | 31,6 33,2 8,9 8,8 |
| T6 | | | | | 33,0 35,0 9,5 9,3 |

B



PoliDent



Polident Cad-Cam disk

- 01 Polident PMMA CAD-CAM disk
 - multilayer, basic, splint
- 02 Polident Pink CAD-CAM disk
 - basic
- 03 Polident Casting CAD-CAM disk
- 04 Polident Model CAD-CAM disk
- 05 Polident X-ray CAD-CAM disk



PoliDent



POLIDENT PMMA CAD-CAM DISK

PoliDent PMMA CAD-CAM^{disc} MULTILAYER

Večplastni, pred-barvani PMMA disk za izdelavo začasnih kron in mostičkov. Večbarvni disk sestavlja pet barvnih odtenkov z nežnimi barvnimi prehodi, ki zagotavljajo naraven videz

Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.

Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 15, 16, 18, 20 mm

Indikacije: začasne krone in mostički

Barve: A1, A2, A3, B1



The multi-colored disc consists of five color shades with gentle color transitions that provide a natural look

PoliDent PMMA CAD-CAM^{disc} BASIC

Primerni za izdelavo začasnih kron in mostičkov ter za preverjanje naleganja mostičkov na mavčni model/ v ustih pred končnim rezkanjem cirkona

Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.

Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30 mm.

Indikacije: začasne krone in mostički, preverjanje naleganja mostičkov na mavčni model/ v ustih

Barve: A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, BL2, BL3
skleninske barve: E1, E2

Možnost dobave tudi drugih velikosti, oblik in dimenziij.





POLIDENT PMMA CAD-CAM DISK

PoliDent

PMMA CAD-CAM^{disc} SPLINT

Primerni za izdelavo splintov

Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost:
min. 114 MPa. E-Modul: min. 2771 MPa.

Lastnosti: Ostanek monomere < 1%.

Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 25, 30 mm.

Indikacije: primerno za izdelavo opornic, ščitnikov za
zobe, terapevtskih opornic, vrtalnih šablon,
regulatorjev ugriza

Barve: CLEAR
BERRY, BLUE, GREEN, ORANGE



Diski

POLIDENT PINK CAD-CAM DISK

PoliDent

PINK CAD-CAM*disc* BASIC


Namenjen za rezkanje estetskih in funkcionalnih digitalno zasnovanih dentalnih baz

Lastnosti:
Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 MPa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.

Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 25, 27, 30, mm.

Indikacije:
totalne proteze, parcialne proteze, začasna proteza za takojšnjo obremenitev zobnih vsadkov

Barve: pink, pink veind



Diski

POLIDENT CASTING CAD-CAM DISK

PoliDent

CASTING CAD-CAM *disc*

Uporabljajo se namesto voska za rezkanje ogrodij za litje ter za anatomske konstrukcije za stiskano keramiko

Narejeni so iz 100-odstotnega organskega materiala in zato zgorijo v popolnosti, brez ostanka saj.

Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 15, 18, 20, 25, 30 mm. Barva: prozorna.

Indikacije:

rezkanje ogrodij za ulivanje, rezkanje konstrukcij za press-keramiko, testno rezkanje ogrodij (posebej priporočljivo pri večjih ogrodjih iz cirkonijevega oksida), za verifikacijo ogrodja na mavčnem modelu pred dokončnim rezkanjem ogrodij iz cirkonijevega oksida



Diski

POLIDENT MODEL CAD-CAM DISK

PoliDent

MODEL CAD-CAM *disc*

Primeren za izdelavo delovnih modelov

Lastnosti:

Gre za material s strukturo zaprtih celic, zato se tekočina absorbira samo na površinsko plast in se ne vpija v model.

Posebej primerno za nanašanje keramike. Izjemne rezkalne lastnosti. V dveh različnih gostotah.

Premer: 100 mm. Debelina: 25 mm.

Indikacije:

Rezkanje krnov, delovnih ter antagonist modelov. Model je predhodno zrisan v CAD. Podatki so pridobljeni z intraoralnimi skenerji ali na drug digitalen način.



POLIDENT X-RAY CAD-CAM DISK

PoliDent


X-RAY CAD-CAM *disc*

Namenjen rezkanju rentgensko vidnih zob na implantološki diagnostični opornici

Vsebuje rentgensko viden prah. Homogena zmes zaradi industrijske proizvodnje.
Preprečuje lomljenje svetlobe.

Lastnosti:
Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 mm.

Indikacije:
za prikaz postavitve zob na rentgenski sliki
pri načrtovanju položaja zobnega vsadka





PoliDent



Laboratorijski material

- 01 Akrilati
- 02 Vložne mase
- 03 Korund
- 04 Silikoni
- 05 Mavci
- 06 Plovec
- 07 Ščetke
- 08 Šelak bazne plošče
- 09 Voski



Laboratorijski material AKRILATI

poliHOT

Akrilat za izdelavo totalnih in parcialnih protez s tehniko vroče polimerizacije

Lastnosti: Barvno usklajen z akrilatom za izdelavo reparatur (Policold).

Indikacije: totalne proteze, parcialne proteze

Barve: pink, pink veined, M26, M26 V

02866 Polihot prah pink - 700 g

02876 Polihot prah pink veined - 700 g

Pakiranje: 03064 Polihot prah M26 - 700 g

03065 Polihot prah M26V - 700 g

02867 Polihot tekočina - 500 g



*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



poliCOLD

Akrilat za izdelavo parcialnih protez, reparatur in podložitev s tehniko ulivanja in hladno polimerizacijo

Policold priporočamo za reparature protez

Lastnosti: narejenih iz vročega polimerizata Polihot, ker sta barvo usklajena.

Indikacije: parcialne proteze, reparature, podložitve

Barve: pink, pink veined

02868 Policold prah pink - 700 g

02879 Policold prah pink veined - 700 g

02869 Policold tekočina - 500 g

Pakiranje: 02875 Komplet: Policold prah pink - 200 g,
Policold tekočina - 150 g

02885 Komplet: Policold prah pink veined - 200 g,
Policold tekočina - 150 g



*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



Laboratorijski material AKRILATI

K-30 S

Akrilat za izdelavo totalnih in parcialnih protez s tehniko tlačenja in klasično vročo polimerizacijo

Značilnosti: Za reparatione priporočamo uporabo hladnega polimerizata Polirepar S, ker sta barvno usklajena.

Indikacije: totalne proteze, parcialne proteze

Barva: pink, pink veind, PN, PN veined, M26, M26V

Pakiranje
K-30 S:
O2706 prah pink - 700 g
O2719 prah pink veind - 700g
O2721 prah PN - 700 g
O2722 prah PN veined - 700 g
O2734 prah M26V - 700g
O2736 prah M26 - 700g
O2707 tekočina - 500 g

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



poliREPAR S

Akrilat za izdelavo reparatur s hladno polimerizacijo

Značilnosti: Polirepar S priporočamo za reparatione protez narejenih iz polimerizata K-30 S, ker sta barvno usklajena.

Indikacije: reparatione

Barva: pink

Pakiranje:
O2948 Polirepar S prah - 200 g
O3094 Polirepar S prah PN - 200 g
O3095 Polirepar S prah PNV - 200 g
O2716 Polirepar S tekočina - 150 g

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



Laboratorijski material AKRILATI

ORTO_{poli}

Akrilat za izdelavo ortodontskih aparatov s tehniko nasipanja in hladno polimerizacijo




Lastnosti: Prah se hitro omiči s tekočino, zato material ne leze po modelu.
Širok izbor osnovnih barv. Pigmenti ne vsebujejo kadmija, zato ni toksičen.

Indikacije: ortodontski aparati

Barve: rdeča, rumena, modra, brezbarvna, fl. rumena, oranžna, indigo modra, zelena, roza

Pakiranje
Ortopoli:
02872 prah, brezbarven - 700 g, posodica za nasipanje
02873 tekočina, rdeča - 500 g
02882 tekočina, rumena - 500 g
02883 tekočina, modra - 500 g
02884 tekočina, brezbarvna - 500 g
02979 tekočina, fl. rumena - 150 g
02980 tekočina, oranžna - 150 g
02981 tekočina, indigo modra - 150 g
02982 tekočina, zelena - 150 g
02983 tekočina, roza - 150 g

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



poliTRAY

Akrilat za izdelavo individualnih funkcijskih žlic s hladno polimerizacijo



Lastnosti: Kratek čas polimerizacije. Mikroporozna površina, ki omogoča dobro oprjemljivost z odtisnim materialom.

Indikacije: Individualne funkcijске žlice

Barva: modra



Pakiranje:
02870 Politray prah - 700 g
02871 Politray tekočina - 500 g

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



uniTRAY LC

Svetlobno polimerizirajoč material v obliki plošč za izdelavo individualnih funkcijskih žlic in registracijo ugriza, ki se polimerizira pod vplivom UV in halogenske svetlobe

Značilnosti: Individualno funkcijsko žlico polimeriziramo na modelu v aparatu z UV ali halogensko svetobo 6 - 10 min.

Indikacije: individualne funkcijskie žlice, registracije ugrizov

Barva: rožnata

Pakiranje: 15000 Unitray LC - škatla s 50-imi ploščami



poliTEMP

Akrilat za izdelavo začasnih kron in mostičkov s hladno polimerizacijo

Lastnosti: Velika natančnost in s tem boljša gingivalna zapora prevleke. Visok sjaj in manjše nabiranje plaka kot posledica neporoznosti izdelka. Visoka odpornost na abrazijo. Enostavno popravilo. Netoksičnost.



Indikacije: začasne prevleke, začasni mostički

Barve: A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, Incisal

| | |
|-----------|---------------------------|
| Pakiranje | 02904 prah A1 - 80 g |
| | 02949 prah A2 - 80 g |
| | 02888 prah A3 - 80 g |
| | 02889 prah A 3,5 - 80 g |
| Politemp: | 02890 prah B3 - 80 g |
| | 02891 prah C2 - 80 g |
| | 02892 prah D3 - 80 g |
| | 02893 prah incisal - 80 g |
| | 02894 tekočina - 150 g |



Laboratorijski material

VLOŽNE MASE

poliVEST

Fosfatna vložna masa brez grafita namenjena za precizjsko litje vseh dentalnih zlitin v tehniki kron in mostičkov po metodi hitrega ali stopenjskega segrevanja

Dolg delovni čas (19 - 24°C) 4 - 7 min.
Dobra fluidnost brez nezaželenih zračnih mehurčkov.

Lastnosti:
Z redčenjem ekspanzijske tekočine Polisol z destilirano vodo se uravnava ekspanzijo Polivesta, da kompenzira krčenje uporabljene dentalne zlitine.
Hitro segrevanje skrajša postopek izdelave in poveča produktivnost.
Po ohlajanju se masa zlahka loči od ulitka.

Indikacije: krone in mostički

Pakiranje: 05844 Polivest prah - 6 kg (40 x 150 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



poliTERM speed

Fina vložna masa namenjena izdelavi delnih protez z ulito bazo in vrhunskih kombiniranih del po postopku hitrega ali običajnega stopenjskega segrevanja

Enako primerna tako za dubliranje v gelu kot tudi v silikonu.

Lastnosti:
Velikost ekspanzije je optimalna, ne glede na to ali je segrevanje običajno stopenjsko ali hitro.

Pri hitrem segrevanju je temperatura vstavljanja cilindra v peč pri 600°C, kar pomeni prihranek na času v primerjavi z vložnimi masami, ki se segrevajo stopenjsko.

Indikacije: delne proteze z ulito bazo,
vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05887 Politerm speed prah - 8 kg (20 x 400 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



Laboratorijski material VLOŽNE MASE


univeCAST

Univerzalna fosfatna vložna masa za ulivanje kron in mostičkov ter ulitih baz na modelu po postopku hitrega ali stopenjskega segrevanja ter za stiskano keramiko

Univerzalna uporaba, ena vložna masa za ulite baze, kombinirana dela ter krone in mostičke.
Posebej namenjena ulivanju neplemenitih dentalnih zlitin.
Lastnosti: Ulivanje je enostavno tudi brez uporabe kovinskega cilindra.
Pri hitrem segrevanju postavimo cilinder v peč na končno temperaturo žarjenja in ulivamo lahko že po eni uri; kar pomeni velik prihranek na času.

Indikacije: krone in mostički,
proteze z ulito bazo,
vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05904 Univecاست prah - 6 kg (40 x 150 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



poliPRESS

Fosfatna vložna masa za stiskano keramiko

Lastnosti: Popolno prileganje.
Visoka stopnja natančnosti.
Hitro segrevanje.
Visoka tlačna trdnost..

Indikacije: polna keramika,
keramika za stiskanje na cirkon,
keramika za stiskanje na kovino

Pakiranje: 05934 Poli Press prah - 6 kg (60 x 100 g)
05832 Poli Press tekočina - 1 l plastenka



PoliDent

since 1958



www.polident.si

Laboratorijski material KORUND

poliKORUND

99,8% Aluminijev oksid (Al_2O_3) za peskanje

Lastnosti: Ostra oblika delcev in izjemna trdota
zagotavlja kar najboljši rezultat peskanja.
Bele barve.

Indikacije: za peskanje vseh vrst zlitin in keramike

Pakiranje: 05721 Poli korund 250 mic - 25 kg vreča
05722 Poli korund 110 mic - 25 kg vreča
05723 Poli korund 50 mic - 25 kg vreča
05755 Poli korund 250 mic - 5 kg kanta
05756 Poli korund 110 mic - 5 kg kanta
05757 Poli korund 50 mic - 5 kg kanta



Laboratorijski material SILIKONI

poliSILICONE

Adicijsko vezan dvokomponentni dublirni silikon

Kompatibilen z mavcem in fosfatnimi materiali.
Modeli se z lahkoto odstranijo.
Lastnosti: Natančen in dimenzijsko stabilen.
Zelo elastičen.
Trdota po Shoru A: 24-26.
Barva: katalizator - bela, baza - roza.

Indikacije: za dubliranje modelov v zobnih laboratorijih

Pakiranje: 06957 Poli silicone (24 shore) A+B





ALABASTER

Navadni dentalni mavec – Tip 2

| |
|--|
| Bele barve in brez vonja. Je zmes kalcijevega sulfata z dodatki. Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 60 / 100. Lastnosti: Ekspanzija: 0,16 %. Čas strjevanja: 10 - 14 min. Delovni čas: 5 - 6 min. |
|--|

| |
|--|
| Indikacije: modeli za funkcijeske žlice za parcialne in totalne proteze, modeli za reparature protez, študijski modeli, za kivetiranje parcialnih in totalnih protez, za podstavke pri delovnih modelih |
|--|

| |
|--|
| Pakiranje: 05801 Alabaster 5 kg plastično vedro 05720 Alabaster 20 kg plastično vedro 05802 Alabaster 25 kg vreča |
|--|



poliDUR

Trdi dentalni mavec – Tip 3

| |
|--|
| Lastnosti: Modre barve in brez vonja. Je zmes kalcijevega sulfata. Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 30 / 100. Ekspanzija: 0,18 %. Čas strjevanja: 7 - 12 min. |
|--|

| |
|---|
| Indikacije: modeli za parcialne in totalne proteze, modeli za ortodontske aplikacije, modeli za podlaganje in reparature protez, študijski modeli |
|---|

| |
|--|
| Pakiranje: 05754 Polidur 5 kg plastično vedro 05744 Polidur 20 kg plastično vedro 05864 Polidur 25 kg vreča |
|--|



poli STONE

Zelo trdi dentalni mavec – Tip 4

Lastnosti: Bež barve in brez vonja. Je zmes kalcijevega sulfata. Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 22/100. Ekspanzija: 0,10 %. Čas strjevanja: 13-15 min.

Indikacije: delovni modeli za fiksno protetiko, modeli za parcialne in totalne proteze, uporaba v implantologiji, modeli za ortodontske aplikacije, modeli za podlaganje in reparature protez, študijski modeli

Pakiranje: 05828 Polistone 5 kg plastično vedro
05831 Polistone 20 kg plastično vedro
05830 Polistone 25 kg plastično vedro



prima ART

Trdi dentalni mavec – Tip 1

Lastnosti: Bele barve in brez vonja.
Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 63/100.
Nizka ekspanzija: 0,09 %.
Izredno kratek čas strjevanja: 3 min.
Kratek delovni čas: 60 - 90 sek.

Indikacije: za umavčevanje modelov v artikulator,
za aplikacije, ki zahtevajo hitro strjevanje
mavca

Pakiranje: 05907 Prima art 5 kg plastično vedro
05908 Prima art 20 kg plastično vedro



prima ROCK

Super trdi dentalni mavec – Tip 4

Lastnosti: Rumene barve in brez vonja. Mešalno razmerje : voda (ml) / mavec (g) - 20 / 100.
Ekspanzija: 0,13 %.
Kratek čas strjevanja: 12 min.
Kratek delovni čas: 6 - 8 min.

Indikacije: delovni modeli za fiksno protetiko, modeli za parcialne in totalne proteze, modeli za podlaganje in reparature protez, modeli za ortodontske aplikacije, študijski modeli, uporaba v implantologiji

Pakiranje: 05911 Prima rock 2 kg plastično vedro
05925 Prima rock 5 kg plastično vedro
05913 Prima rock 20 kg plastično vedro



Laboratorijski material **PLOVEC**

PLOVEC

Vulkanska kamnina za poliranje akrilatov

Lastnosti: Skrbno očiščen.

Indikacije: za poliranje akrilatov v zobni tehniki

Pakiranje: 05725 Plovec 25 kg vreča
05724 Plovec 5 kg kanta



Laboratorijski material **ŠČETKE**

BRUSHES

Ščetke iz žime
– trde

07888 čašasta ščetka z mandrelo za ročnik
07882 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik
07880 FI 48 ščetka brez mandrele



Ščetke iz žime

07887 čašasta ščetka z mandrelo za ročnik
07885 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik



Kovinske ščetke

07884 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik



Koluti iz filca

07883 FI 21 kolut z mandrelo za ročnik

Koluti iz usnja

07881 FI 85 kolut brez mandrele

Koluti iz bombaža

07900 FI 100 kolut brez mandrele 40
07901 FI 100 kolut brez mandrele 24



Laboratorijski material
ŠELAK BAZNE PLOŠČE

ŠELAK

Zgornje in spodnje bazne plošče

Narejen iz visoko kvalitetnega naravnega šelaka.

Lastnosti: Enostavna uporaba.

Ko se segreje, postane viskozen in elastičen.

Ko se ohladi, drži obliko.

Indikacije: jemanje registracije ugriza

15111 - 100 kosov zgornjih - pink

15112 - 100 kosov spodnjih - pink

15113 - 8 kosov zgornjih + 4 kosov spodnjih - pink



Laboratorijski material
VOSKI

MODELLING wax

Rozov vosek v ploščah za modeliranje

Natančen.

Lastnosti: Zelo elastičen.

Stabilen.


Indikacije: modeli za totalne in parcialne protezne baze

12322 Polident modelling wax (sheets) 500 g

SUMMER

Pakiranje: 12341 Polident modelling wax (sheets) 500 g

WINTER





D

PoliDent



Ordinacijski material

01 Sanitetni pripomočki

Ordinacijski material SANITETNI PRIPOMOČKI

PROTECTIVE MEDICAL GLOVES

Lastnosti: Nesterilne premium medicinske rokavice za preglede iz lateksa in nitrila.

rokavice King chlorinted-micro-textured, nepudrane, natur, 100 kosov:

16525 x-small, 16526 s-small, 16527 medium, 16528 large



rokavice King honeycomb-textured peppermint, pudrane, zelene, 100 kosov:

16520 x-small, 16521 s-small, 16522 medium, 16523 large



Pakiranje:


rokavice King latex, pudrane, natur, 100 kosov:

16535 x-small, 16536 small, 16537 medium, 16538 large



rokavice King nitril, modre, powder-free, 100 kosov:

16529 small, 16517 medium, 16519 large



PROTECTIVE MEDICAL APRON

Lastnosti:
Iz večslojne 100 % čiste celuloze, ki ima zelo dobre absorpcijske lastnosti in ene plasti polietilena.
Vodooodpora.

Pakiranje:
07864 pregrinjala za paciente 53 x 80, zelena, v roli, 60 kos
07865 pregrinjala za paciente 53 x 80, modra, v roli, 60 kos
07866 pregrinjala za paciente 53 x 80, bela, v roli, 60 kos
07912 pregrinjala za paciente 53 x 80, oranžna v roli, 60 kos
07914 pregrinjala za paciente 53 x 80, roza v roli, 60 kos
07917 pregrinjala za paciente 33 x 45, zelena, 500 kos
07921 pregrinjala za paciente 33 x 45, modra, 500 kos




Prodajamo v...

GREENLAND

PoliDent




... toda še vedno iščemo nove priložnosti!



Zanesljiv in fleksibilen Partner







TRADITION.
DEVELOPMENT.
QUALITY.

www.polident.si

PoliDent
*since 1958*



Polident d.o.o. Dental Products Industry

Volčja Draga 42
5293 Volčja Draga
Slovenija

Tel: + 386 5 330 48 40
Fax: + 386 5 330 48 70
polident@polident.si