

primodent®

 Zobe PRIMODENT sestavlja 45 garnitur zub, izdelanih po tehnološkem postopku, ki zagotavlja ustrezne mehanske lastnosti in barvno obstojnost zob. Zobe PRIMODENT sestavlja 27 garnitur zgornjih interkanin, 10 garnitur spodnjih interkanin in 8 garnitur transkanin. Zgornji interkanini zobe so oblikovno razdeljeni v skupino trikotnih, skupino ovalnih in skupino kvadratnih zob. Širok izbor oblik in velikosti izpoljuje tudi najzahtevnejša merila. S priloženo tabelo želimo olajšati izbor oblikovno skladnih interkanin in transkanin zob, z barvnima ključema Primodent in Primoden - V pa poenostavljamo izbiro ustreznih barvnih odtenkov.

* Za boljšo oprijemljivost zob na dentalno bazo je potrebno te pred lačenjem akrilata nahrapati in premazati z monomero.

  Zubi PRIMODENT se sastoje od 45 garnitura zuba izrađenih prema tehnološkom postupku koji garantuje odgovarajuće mehaničke osobine i postojanost boje zuba. Pojedinačno, zube PRIMODENT čini 27 garnitura gornjih interkanin, zatim 10 garnitura donjih interkanin i 8 garnitura transkanin zuba. Gornji interkanini su podijeljeni prema obliku u tri grupe: grupu trokutnih, grupu ovalnih i grupu kvadratnih zuba. Širok izbor oblike i veličine može da zadovolji i najstrožije zahteve. Pomoću priložene tablete želimo, da vam olakšamo izbor interkanin i transkanin zuba koji su po obliku kompatibilni. Takođe rješenje za izbor boje Primoden i Primoden - V pojednostavljujemo izbor odgovarajućih niansi boje.

* Radi boljeg pričuvanja zuba na Zubnu bazu, prije polimerizacije izbrusite zube i premažite s monomerom

 The PRIMODENT teeth collection comprises 45 sets of teeth manufactured in a technological process which guarantees excellent mechanical properties and the colour resistance of the teeth. The collection consists of 27 sets of upper anterior, 10 sets of lower anterior, and 8 sets of posterior teeth. In terms of their mould the upper anterior teeth are divided into a group of triangular, a group of oval, and a group of square teeth. The available wide range of moulds meets even the most demanding criteria. The enclosed Table facilitates the selection of compatible anterior and posterior teeth, the shade guides Primoden and Primoden - V, however, the choice of adequate shades.

* For better bonding to denture base polymers, before polymerization grind the teeth and afterwards brush them with MMA on the ridge lap.

 Die PRIMODENT Zähne bestehen aus 45 Zahngarnituren, die nach einem technologischen Verfahren hergestellt werden, dadurch entsprechende mechanische Eigenschaften und die Farbstabilität der Zähne gewährleistet werden. Diese Zahngarnituren bestehen aus 27 Garnituren der oberen Frontzähne, 10 Garnituren der unteren Frontzähne und 8 Garnituren der Seitenzähne. Die oberen Frontzähne sind ihrer Form nach in die Gruppe der dreieckigen, die Gruppe der ovalen und die Gruppe der quadratischen Zähne unterteilt. Die groß Auswahl an Formen und Größen erfüllt auch die höchsten Ansprüche. Die beiliegende Tabelle hilft Ihnen bei der Zusammenstellung der Form nach zueinanderpassenden Front- und Seitenzähne, die Farbschlüssel Primoden und Primoden - V aber, erleichtern die Wahl der geeigneten Farbnuancen.

* Um eine bessere Verbindung zur Polymer-Basis zu erreichen, sollten die Zähne aufgeraut und anschließend mit MMA benetzt werden.

 La colección de dientes PRIMODENT comprende 45 conjuntos de dientes fabricados en un tecnológico actualizado que garantiza las excelentes propiedades mecánicas y la resistencia del color de los dientes. La colección consiste de 27 grupos de dientes superiores anteriores, 10 conjuntos de dientes inferiores anteriores y 8 conjuntos de dientes posteriores. En términos de su moldura, los dientes superiores anteriores están divididos en un grupo de dientes triangulares, un grupo de dientes ovalados y un grupo de dientes cuadrados. La amplia gama disponible cumple con incluso los criterios más exigentes. La tabla adjunta facilita la selección de los dientes posteriores y anteriores compatibles, las guías de tonalidades Primoden y Primoden - V la opción de las tonalidades adecuadas.

* Para una mejor adhesión a los polímeros de la base de la prótesis, antes de la polimerización, repase los dientes con una fresa y luego en la zona del talón, froteles con MMA (monomero)

 A colecção de dentes PRIMODENT é composta por 45 conjuntos de dentes fabricados de acordo com um processo tecnológico que garante propriedades mecânicas excelentes e a resistência da cor dos dentes. A colecção consiste em 27 conjuntos de anteriores superiores, 10 conjuntos de anteriores inferiores e em 8 conjuntos de dentes posteriores. Em termos do seu molde, os dentes anteriores superiores são divididos em: um grupo de dentes triangulares, um grupo de dentes ovaís, e um grupo de dentes quadrados. A vasta gama disponível de moldes cumpre mesmo os critérios mais exigentes. A tabela incluída facilita a selecção dos dentes anteriores e posteriores compatíveis, os guias de atenuação de Primoden e Primoden - V, independentemente da escolha adequada das atenuações de cor.

* Para melhor adesão ao acrílico, antes da polimerização, desgaste os dentes e em seguida, pincele-os com MMA no topo do colo.

 La collezione di denti PRIMODENT è costituita da 45 dentature fabbricate secondo un processo tecnologico che garantisce ottime proprietà meccaniche e la solidità del colore dei denti. La collezione di denti PRIMODENT è composta da 27 set di canini superiori, 10 set di canini inferiori e 8 serie di moli posteriori. I denti intercanini superiori sono divisi in un gruppo di forma triangolare, un gruppo di forma ovale e un gruppo di denti quadrati. L'ampia gamma disponibile di forme e stampi soddisfa anche i criteri più esigenti. La tabella allegata facilita la selezione dei denti anteriori e posteriori compatibili, con la guida colori Primoden e Primoden - V viene invece semplificata la scelta delle tonalità adeguate.

* Per un migliore legame polimerico con la resina per palati, prima del loro alloggiamento, irruvidire la superficie dei denti con una fresa, e successivamente umettarli con un monomero.

For beautiful smile.

www.polident.si

www.polident.si

Date: 28.02.2021



PoliDent



primodent®

mould chart

PoliDent

since 1958

Oblike zob

Oblici zuba


Acrylic Teeth Mould Chart

Kunststoffzähne Formenkarte

Cuadro de moldura de dientes de acrílico

Carta molde de dientes acrílicos

Tabella forme denti



BARVE / BOJE / COLOURS / FARBE / COLOR / COR / COLORE
BL3
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
C1 - C2 - C3 - C4
D2 - D3 - D4
YO - Y1 - Y2 - Y3 - Y4 - Y5 - Y6
B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6
G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6

PoliDent

