



Katalog produktov



PoliDent



since 1958

Zanesljiv in fleksibilen Partner

60 LET NA TRŽIŠČU

RAZVIJAMO IN PROIZVEDEMO ZA VAS

NAREJENO V EVROPI





A PREDSTAVITEV PODJETJA 06 **UMETNI AKRILATNI ZOBJE** 08



Ref-Line	10
Primodent	20
Cross Linked 2	30

B POLIDENT CAD/CAM DISKI 36



01 POLIDENT PMMA CAD/CAM DISK	38
basic	39
multilayer	40
02 POLIDENT PINK CAD/CAM DISK	41
03 POLIDENT CASTING CAD/CAM DISK	42
04 POLIDENT MODEL CAD/CAM DISK	42
05 POLIDENT X-RAY CAD/CAM DISK	43
06 Poli CUTTER rezkarji	44

C LABORATORIJSKI MATERIJAL 46



01 AKRILATI	48
Polihot	48
Policold	48
K-30 S	49
Polirepar S	49
Ortopoli	50
Politray	50
Unitray LC	51
Politemp	51

02 VLOŽNE MASE	52
Polivest	52
Politerm Speed	52
Univecast	53
Polipress	53
03 KORUND	54
04 DUBLIRNI SILIKON	54
05 MAVCI	56
Alabaster	56
Polidur	56
Polistone	57
PrimaArt	57
PrimaRock	57
06 PLOVEC	58
07 ŠČETKE	58



ORDINACIJSKI MATERIJAL

01 SANITETNI PRIPOMOČKI	60
Zaščitne medicinske rokavice	62
Zaščitna pregrinjala za paciente	63
POKRITOST TRGA	64



PoliDent





Industrija dentalnih proizvodov

Na trgu smo prisotni že od leta 1958.

Z ekipo, ki danes šteje cca. 130 zaposlenih in mladim, fleksibilnim in ciljno orientiranim vodstvom, si prizadevamo za kvaliteto in inovativnost proizvodov. Ponosni smo tudi na dejstvo, da se celoten proces proizvodnje – od ideje, načrtovanja, do končnega proizvoda – še vedno odvija pri nas, v Sloveniji. Nenehno vlagamo v modernizacijo, zaradi povečanih potreb pa bomo v prihodnjih dveh letih razširili proizvodnjo in dodali smo novo skladišče.

Naše proizvode prodajamo v preko 60 držav po vsem svetu, prvovrstna kvaliteta pa nas postavlja ob bok vodilnim svetovnim podjetjem v dentalni panogi.



PoluDent



S ponosom stojim na čelu podjetja, ki se lahko pohvali s 60 letno tradicijo. Skozi leta smo nabirali izkušnje, se učili, vedno z željo izdelovati kakovostne dentalne proizvode, s katerimi želimo kupcem nuditi najboljšo oskrbo in estetsko dovršene rešitve. Stremimo k temu, da bi se kot dentalni proizvajalec, predvsem z novimi proizvodi, pozicionirali v višji kakovostni razred in tako neposredno konkurirali vodilnim dentalnim podjetjem. Judi v prihodnje bomo proizvajali izdelke za uporabo v zobozdravstvu, s poudarkom na zobni protetiki. Zagotoviti želimo stalno rast in razvoj podjetja, večanje prepoznavnosti lastnih blagovnih znamk, kontinuiran razvoj novih proizvodov ter stalno izboljševanje obstoječih proizvodov in storitev.

Ju moram poudariti tudi prispevek zaposlenih, ki s svojim delom omogočajo delovanje in obstoj podjetja, pod nadzorom skrbno izbrane vodstvene ekipe, ki se odlikuje z dolgoletnimi izkušnjami in motivacijo za spremembe in razvoj. Da ostajamo v koraku s časom, nenehno dopolnjujemo znanja z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem. Ob koncu se zahvaljujem vsem, ki ste v teh letih sodelovali z nami in se veselim nadaljnjih 60 let, ko bomo skupaj podirali mejnike dentalne industrije.

Direktor

Dani Pečecnik



CA



Pri razvoju, proizvodnji in prodaji zob sledimo:

- MDD 93/42/EEC

- standardom EN ISO 9001

EN ISO 13485

CAN/CSA-ISO 13485

EN ISO 22112

in drugim pravnim zahtevam.

- naši zobje so licencirani pri FDA in Health Canada

PoliDent



Umetni akrilatni zobje

01 Ref - Line

02 Primodent

03 Cross Linked 2





Christian Wibberley
CW Dentures / Oldham, Anglija



Hvala da ste svoje delo delili z nami!

Proteze narejene z REF-LINE®

John Winter nam je poslal sledeče fotografije...

Stephen Norman
Sparkle Dental Lab / Bolton, Anglija



01

Umetni akrilatni zobje
REF-LINE

**REF-LINE**[®]
Look and feel natural.



VRHUNSKA LINIJA ANATOMSKO OBLIKOVANIH VEČSLOJNIH ZOB ZA PROTETIČNE NADOMESTIKE NOVE GENERACIJE

Naravna barva in oblika

- naravna morfologija zob
- incizalne razpoke in manjše nepravilnosti
- prosojnost v incizalnem predelu
- vidni mameloni
- poudarjena vratna barva
- vsebuje oblike z razširjenimi vratovi za prekrivanje kovinskih ogrodij na zobnih vsadkih in kombiniranih delih
- poudarjena barva v fisurnem predelu okluzalne ploskve
- anatomsko oblikovani vrški kljub brušenju pri postavitvi ohranjajo naraven izgled zoba




Nova proizvodna tehnologija

- omogoča vrhunskost pri oblikovanju zoba
- retencijska odprtina na spodnji strani omogoča hitrejšo in lažje delo




Nov material

- 50% izboljšana abrazijska odpornost zob*
- 15% povečana trdota*
- nespremenjena elastičnost*



*primerjava z obstoječim materialom



M1

M3

M4

M6

K3

K4

K6

N3

N4

N6

W3

W4

W6

H3

H4

H6



V1,V3

V3,V4,U3

V4,U3,U4

V4,V6,V8,U4

V4,V3,U3

V6,V4,U4

V8,V6,U6

V3,V4,U3

V4,V6,U3,U4

V6,V8,U4,U6

V3,V4,U3

V4,V6,U3,U4

V6,V8,U4,U6

V3,V4,U3

V4,V6,U3,U4

V6,V8,U4,U6



Q1

R2,R4,Q1,Q3,F2,F4

R2,R4,Q3,F2,F4

R4,R6,Q5,F4,F6

R4,F4,Q3,R2,F2

R4,F4,Q3,R2,F2

R6,F6,Q5,R4,F4

R2,R4,Q3,F2,F4

R2,R4,Q3,F2,F4

R4,R6,Q5,F4,F6

R2,R4,Q3,F2,F4

R2,R4,Q3,F2,F4

R4,R6,Q5,F4,F6

R2,R4,Q3,F2

R2,R4,Q3,F2,F4

R4,R6,Q5,F4,F6

SHADES

BL1 - BL3

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4


C1 - C2 - C3 - C4

D2 - D3 - D4



Umetni akrilatni zobje

REF-LINE



M1

a 40,8
b 8,7
c 7,5



M3

a 43,2
b 9,7
c 8,2



M4

a 45,3
b 9,9
c 8,5



M6

a 49,1
b 10,5
c 9,1



K3

a 44,1
b 9,9
c 8,3



K4

a 46,1
b 10,3
c 8,7




K6

a 49,6
b 11,1
c 9,3



REF-LINE®

Look and feel natural.



N3

a 43,6
b 9,9
c 8,3



N4

a 45,4
b 10,9
c 8,6



N6

a 48,8
b 11,4
c 9,3



W3

a 43,4
b 9,3
c 8,2



W4

a 45,3
b 9,7
c 8,5



W6

a 48,7
b 10,6
c 9,2



H3

a 43,0
b 10,7
c 7,8



H4

a 44,9
b 11,2
c 8,2



H6


a 48,3
b 12,0
c 8,8



01

Umetni akrilatni zobje

REF-LINE



V1

a 29,8
b 8,0
c 4,3



V3

a 31,9
b 8,3
c 4,7



V4

a 33,7
b 8,7
c 4,9



V6

a 35,8
b 9,2
c 5,3



V8

a 38,6
b 10,5
c 5,6



U3

a 34,1
b 8,4
c 5,1



U4

a 35,9
b 8,7
c 5,4



U6

a 38,3
b 9,4
c 5,7



REF-LINE®

Look and feel natural.



R2

a 30,6
b 32,8
c 10,6
d 9,8



R4

a 33,2
b 35,4
c 11,4
d 10,7



R6

a 35,0
b 38,0
c 12,3
d 11,3



Umetni akrilatni zobje

REF-LINE



Q1

a 29,1
b 31,6
c 10,2
d 9,4




Q3

a 31,9
b 34,6
c 11,2
d 10,3



Q5

a 33,8
b 36,7
c 11,9
d 10,9



F2

a 30,4
b 32,4
c 10,2
d 9,5



F4

a 32,9
b 35,1
c 11,1
d 10,2



F6

a 35,4
b 37,7
c 11,9
d 11,0





podaljšani vratovi



abradirani zobje

REF-LINE[®]
Look and feel natural.

REF-LINE®
Look and feel natural.



Proteze narejene z REF-LINE®

Chris Urist Primotec / ZDA nam je poslal sledeči fotografiji...



Arian Deutsch,
CDT. Lab / Deutsch Dental Arts / ZDA CW



Hvala da ste svoje delo delili z nami!

Umetni akrilatni zobje **PRIMODENT**



primodent®
For beautiful smile.

- visoko estetski triplastni akrilatni zobje
- 100% razviti, proizvedeni in kontrolirani v Sloveniji EU
- odlične mehanske lastnosti, visoka odpornost na abrazijo
- stabilnost barve od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licencirani pri FDA in Health Canada

PRIMODENT SESTAVLJA 45 SETOV ZOB

- 27 kompletov zgornjih sprednjih zob (ovalna, kvadratna in trikotna oblika)
- 10 kompletov spodnjih sprednjih zob
- 8 kompletov posteriornih zob
- na voljo v 19 barvnih odtenkih Primodent in 17 barvnih odtenkih Primodent-V





3	31	I1	T1, S1
	32	I2, I3, L2	T1, T2, S1
	33	I1, L2, I3	T2, T3
	34	I3, I4	T2, T3, T4
	35	I2, I4, I5, L2	T3, T4
	36	I4, I5, L6	T3, T4
	37	I5, I6	T4, T6
	37A	I6	T4, T6
	38	I6, I8, I7	T4, T6, S5
	39	I7	T6
	32I	I2, I3, L2	T1, T2, S1
	34I	I3, I4	T2, T3, T4
	37I	I6	T4, T6
	0	01	I1
02		I1, I3, L2	T1, T2, T3, S1
03		I3, I4	T3, T4, S1
04		I4, I5, L6	T3, S5
05		I5, I6, L8	T4, S5
05A		L8, I6	T4, S5, T6
06		I6, I7, L8	S5, T6
4		41	I1
	42	I3, I4, L2	T2, T3, S3
	43	I3, I4, L2	T3, T4
	43A	I3, I4, L6	T3, S3, S5
	44	I5, I6, L6	T4, S5
	45	I5, I6	T4, S5
	46	L8	T4, S5, T6

barve

BL3

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4

C1 - C2 - C3 - C4

D2 - D3 - D4

YO - Y1 - Y2 - Y3 - Y4 - Y5 - Y6

B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6


G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6

primodent[®]
For beautiful smile.

Umetni akrilatni zobje
PRIMODENT

primodent[®]
For beautiful smile.





31

38,6
8,9
7,2



32

41,5
9,5
7,9



33

42,0
10,5
8,2



34

43,5
9,4
8,0



35

44,1
10,2
8,4



36

44,9
10,4
8,5



37

46,5
10,8
8,7



37A

47,0
11,0
8,8



38

49,5
11,8
9,3



39

51,2
12,6
9,4

Umetni akrilatni zobje
PRIMODENT



primodent[®]
For beautiful smile.

	a	b	c
	40,3	8,2	7,5
	42,3	8,4	8,0
	44,2	9,8	8,2
	46,6	9,8	8,7
	47,3	10,0	8,7
	48,9	11,9	9,0
	52,0	13,1	9,7



41

40,4
9,0
7,5



42

43,4
9,4
8,4



43

45,8
9,0
8,2



43A

46,8
9,4
8,6



44

46,9
9,4
9,0



45

48,5
10,0
8,9



46

51,4
10,3
9,2

ŠIRŠA OBLIKA VRATU JE PRIMERNA TUDI ZA IMPLANTANTE



32I

43,5
9,4
8,0



34I


46,2
9,9
8,5



37I

49,9
10,7
9,1

Umetni akrilatni zobje
PRIMODENT




a
b
c

primodent[®]
For beautiful smile.



I1
31,3
7,5
4,6



I2
31,4
9,1
4,7



I3
33,5
8,3
5,0



I4
34,0
9,1
5,0



I5
34,4
9,1
5,3



I6
37,5
8,5
5,6



I7
38,2
11,9
5,8




L2
34,7
8,2
5,1



L6
38,5
9,1
5,9



L8
40,2
9,3
6,2




a
b
c
d

	T1 28,5 30,0 8,6 7,8
	T2 28,7 31,2 8,3 8,2
	T3 29,2 31,1 8,7 8,7
	T4 30,5 33,2 9,0 8,7
	T6 33,0 35,0 9,5 9,3
	S1 27,2 28,2 7,9 7,6
	S3 31,1 32,6 8,5 8,2
	S5 31,6 33,2 8,9 8,8

Umetni akrilatni zobje

CROSS LINKED 2




CROSS LINKED 2

Keep your smile!

- dvoslojni akrilatni zobje VRHUNSKE KVALITETE
- 100% razvito, proizvedeno in kontrolirano v Sloveniji EU
- stabilnost barve od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licencirani pri FDA in Health Canada

CROSS LINKED 2 SESTAVLJA 31 SETOV ZOB

- 18 kompletov zgornjih sprednjih zob (ovalna, kvadratna in trikotna oblika)
- 7 kompletov spodnjih sprednjih zob
- 6 kompletov posteriornih zob
- na voljo v 17 barvnih odtenkih





3	31	I1	T1
	32	I2, I3	T1, T2
	33	I2, I3	T2, T3
	34	I3, I4	T2, T3, T4
	35	I3, I4, I5	T3, T4
	36	I4, I5	T3, T4
	37	I5, I6	T4, T6
0	01	I1	T1
	02	I1, I3	T1, T2, T3
	03	I3, I4	T3, T4
	04	I4, I5	T3, T5
	05	I5, I6	T3, T4, T5
	06	I6, I7	T5, T6
4	41	I1	T1
	42	I3, I4	T2, T3
	43	I3, I4	T3, T4
	44	I5, I6	T3, T4, T5, T6
	45	I5, I6	T4, T5

barve

BL3
 A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
 B1 - B2 - B3 - B4
 C1 - C2 - C3 - C4
 D2 - D3 - D4


Umetni akrilatni zobje
CROSS LINKED 2




CROSS LINKED 2
Keep your smile!



31	38,6 8,9 7,2
32	41,5 9,5 7,9
33	42,0 10,5 8,2
34	43,5 9,4 8,0
35	44,1 10,2 8,4
36	44,9 10,4 8,5
37	46,5 10,8 8,7




01	40,3 8,2 7,5
02	42,3 8,4 8,0
03	44,2 9,8 8,2
04	46,6 9,8 8,7
05	47,3 10,0 8,7
06	52,0 13,1 9,7



41	40,4 9,0 7,5
42	43,4 9,4 8,2
43	45,8 9,0 8,2
44	46,9 9,4 9,0
45	48,5 10,0 8,9

Umetni akrilatni zobje
CROSS LINKED 2



CROSS LINKED 2
Keep your smile!



11

31,3
7,5
4,6



12

31,4
9,1
4,7



13

33,5
8,3
5,0



14

34,0
9,1
5,0



15

34,4
9,1
5,3




16

37,5
8,5
5,6



17

38,2
11,9
5,8



a
b
c
d

	T1 28,5 30,0 8,6 7,8
	T2 28,7 31,2 8,3 8,2
	T3 29,2 32,1 8,7 8,7
	T4 30,5 33,2 9,0 8,7
	T5 31,6 33,2 8,9 8,8
	T6 33,0 35,0 9,5 9,3


B





Polident Cad/Cam diski in pribor

- 01 Polident PMMA CAD/CAM disk
basic, multilayer
- 02 Polident Pink CAD/CAM disk
- 03 Polident Casting CAD/CAM disk
- 04 Polident Model CAD/CAM disk
- 05 Polident X-ray CAD/CAM disk
- 06 Poli CUTTER rezkarji



PoliDent



POLIDENT PMMA CAD/CAM DISK

PoliDent

PMMA CAD/CAM *dise* BASIC

Primerni za izdelavo začasnih kron in mostičkov ter za preverjanje naleganja mostičkov na mavčni model/ v ustih pred končnim rezkanjem cirkona

Lastnosti: Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.

Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35 mm.


Indikacije: začasne krone in mostički, preverjanje naleganja mostičkov na mavčni model/ v ustih

A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, BL2, BL3

Barve: skleninske barve: E1, E2

CLEAR, BERRY, BLUE, GREEN, ORANGE

Možnost dobave tudi drugih velikosti, oblik in dimenzij.



Diski POLIDENT PMMA CAD/CAM DISK

PoliDent PMMA CAD/CAM *disc* MULTILAYER

Večplastni, pred-barvani PMMA diski za izdelavo začasnih kron in mostičkov. Večbarvni disk sestavlja pet barvnih odtenkov z nežnimi barvnimi prehodi, ki zagotavljajo naraven videz

Lastnosti: Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.

Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 15, 16, 18, 20 mm

Indikacije:časne krone in mostički

Barve: A1, A2, A3, B1



The multi-colored disc consists of five color shades with gentle color transitions that provide a natural look



POLIDENT PINK CAD/CAM DISK

PoliDent


PINK CAD/CAM *dise*

Namenjen za rezkanje estetskih in funkcionalnih digitalno zasnovanih dentalnih baz

Lastnosti: Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 MPa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.
Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 25, 27, 30, mm.

Indikacije: totalne proteze, parcialne proteze, začasna proteza za takojšnje obremenitev zobnih vsadkov

Barve: pink, pink veind



Diski POLIDENT CASTING CAD-CAM DISK

PoliDent CASTING CAD/CAM *dise*

Uporabljajo se namesto voska za rezkanje ogrodij za litje ter za anatomske konstrukcije za stiskano keramiko

Lastnosti: Narejeni so iz 100-odstotnega organskega materiala in zato zgorijo v popolnosti, brez ostanka saj. Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 15, 18, 20, 25, 30 mm. Barva: prozorna.

Indikacije: rezkanje ogrodij za ulivanje, rezkanje konstrukcij za press-keramiko, testno rezkanje ogrodij (posebej priporočljivo pri večjih ogrodjih iz cirkonijevega oksida), za verifikacijo ogrodja na mavčnem modelu pred dokončnim rezkanjem ogrodij iz cirkonijevega oksida



Diski POLIDENT MODEL CAD-CAM DISK

PoliDent MODEL CAD/CAM *dise*

Primeren za izdelavo delovnih modelov

Lastnosti: Gre za material s strukturo zaprtih celic, zato se tekočina absorbira samo na površinsko plast in se ne vpija v model. Posebej primerno za nanašanje keramike. Izjemne rezkalne lastnosti. V dveh različnih gostotah. Premer: 100 mm. Debelina: 25 mm.

Indikacije: Rezkanje krnov, delovnih ter antagonist modelov. Model je predhodno zrisan v CAD. Podatki so pridobljeni z intraoralnimi skenerji ali na drug digitalen način.




Diski POLIDENT X-RAY CAD-CAM DISK

PoliDent X-RAY CAD/CAM *disc*

Namenjen rezkanju rentgensko vidnih zob na implantološki
diagnostični opornici

Vsebuje rentgensko viden prah. Homogena
zmes zaradi industrijske proizvodnje.
Lastnosti: Preprečuje lomljenje svetlobe.
Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 14, 15, 16,
18, 20, 25 mm.

Indikacije: za prikaz postavitve zob na rentgenski sliki
pri načrtovanju položaja zobnega vsadka



Diski & pribor POLICUTTER rezkarji

PoliDent *poli*CUTTER rezkarji

za: PMMA DISKE

	št.art	glava dia. mm	vrat dia. mm	skupna dolžina mm	za
AMANN GIRRBACH	15724	1.0	3.0	47	PMMA
	15725	2.5	3.0	47	PMMA
	15726	0.6	3.0	47	PMMA
IMES ICORE	15727	1.0	3.0	48	PMMA
	15728	2.5	3.0	48	PMMA
	15729	0.6	3.0	48	PMMA
VHF	15730	1.0	3.0	35	PMMA
	15731	2.0	3.0	35	PMMA
	15732	0.6	3.0	35	PMMA
ZIRKONZAHN	15733	1.0	3.0	50	PMMA
	15734	2.0	3.0	50	PMMA
	15735	0.5	3.0	50	PMMA
ROLAND	15744	2.0	4.0	50	PMMA
	15745	1.0	4.0	50	PMMA
	15746	0.6	4.0	50	PMMA



PoliDent *poli*CUTTER rezkarji

za: ZIRCONIA DISKE

	št.art	glava dia. mm	vrat dia. mm	skupna dolžina mm	za
AMANN GIRRBACH	15700	1.0	3.0	48	Zr
	15701	2.5	3.0	48	Zr
	15702	0.6	3.0	48	Zr
IMES ICORE	15703	1.0	3.0	48	Zr
	15704	2.5	3.0	48	Zr
	15705	0.6	3.0	48	Zr
VHF	15706	1.0	3.0	35	Zr
	15707	2.0	3.0	35	Zr
	15708	0.6	3.0	35	Zr
ZIRKONZAHN	15709	1.0	3.0	57	Zr
	15710	2.0	3.0	57	Zr
	15711	0.5	3.0	57	Zr
ROLAND	15736	2.0	4.0	50	Zr
	15737	1.0	4.0	50	Zr
	15738	0.6	4.0	50	Zr
	15739	0.3	4.0	50	Zr



PoliDent
poliCUTTER rezkarji

za: ZIRCONIA DISKE "diamond coated"

	št.art	glava dia. mm	vrat dia. mm	skupna dolžina mm	za
AMANN GIRRBACH	15712	1.0	3.0	48	Zr with diamond
	15713	2.5	3.0	48	Zr with diamond
	15714	0.6	3.0	48	Zr with diamond
IMES ICORE	15715	1.0	3.0	48	Zr with diamond
	15716	2.5	3.0	48	Zr with diamond
	15717	0.6	3.0	48	Zr with diamond
VHF	15718	1.0	3.0	40	Zr with diamond
	15719	2.0	3.0	40	Zr with diamond
	15720	0.6	3.0	40	Zr with diamond
ZIRKONZAHN	15721	1.0	3.0	57	Zr with diamond
	15722	2.0	3.0	57	Zr with diamond
	15723	0.5	3.0	57	Zr with diamond
ROLAND	15740	2.0	4.0	50	Zr with diamond
	15741	1.0	4.0	50	Zr with diamond
	15742	0,6	4.0	50	Zr with diamond
	15743	0,3	4.0	50	Zr with diamond







Laboratorijski material

- 01 Akrilati
- 02 Vložne mase
- 03 Korund
- 04 Silikoni
- 05 Mavci
- 06 Plovec
- 07 Ščetke



Laboratorijski material

AKRILATI

poliHOT

Akrilat za izdelavo totalnih in parcialnih protez s tehniko vroče polimerizacije


Lastnosti: Barvno usklajen z akrilatom za izdelavo reparatur (Policold).

Indikacije: totalne proteze, parcialne proteze

Barve: pink, pink veined, M26, M26 V

Pakiranje: 02866 Polihot prah pink - 700 g
02876 Polihot prah pink veined - 700 g
03064 Polihot prah M26 - 700 g
03065 Polihot prah M26V - 700 g
02867 Polihot tekočina - 500 ml

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



poliCOLD

Akrilat za izdelavo parcialnih protez, reparatur in podložitev s tehniko ulivanja in hladno polimerizacijo

Lastnosti: Policold priporočamo za reparature protez narejenih iz vročega polimerizata Polihot, ker sta barvo usklajena.

Indikacije: parcialne proteze, reparature, podložitve

Barve: pink, pink veined

Pakiranje: 02868 Policold prah pink - 700 g
02879 Policold prah pink veined - 700 g
02869 Policold tekočina - 500 ml
02875 Komplet: Policold prah pink - 200 g,
Policold tekočina - 150 ml
02885 Komplet: Policold prah pink veined - 200 g,
Policold tekočina - 150 ml

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



Laboratorijski material

AKRILATI

K-30 S

Akrlat za izdelavo totalnih in parcialnih protez s tehniko tlačenja in klasično vročo polimerizacijo

Značilnosti: Za reparature priporočamo uporabo hladnega polimerizata Polirepar S, ker sta barvno usklajena.

Indikacije: totalne proteze, parcialne proteze

Barva: pink, pink veind, PN, PN veined, M26, M26V

Pakiranje
K-30 S: 02706 prah pink - 700 g
02719 prah pink veind - 700g
02721 prah PN - 700 g
02722 prah PN veined - 700 g
02734 prah M26V - 700g
02736 prah M26 - 700g
02707 tekočina - 500 ml

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



poliREPAR S

Akrlat za izdelavo reparatur s hladno polimerizacijo

Značilnosti: Polirepar S priporočamo za reparature protez narejenih iz polimerizata K-30 S, ker sta barvno usklajena.

Indikacije: reparature

Barva: pink

Pakiranje: 02948 Polirepar S prah - 200 g
03094 Polirepar S prah PN - 200 g
03095 Polirepar S prah PNV - 200 g
02716 Polirepar S tekočina - 150 ml

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



Laboratorijski material

AKRILATI

ORTOpoli

Akrilat za izdelavo ortodontskih aparatov s tehniko nasipanja in hladno polimerizacijo


Lastnosti: Prah se hitro omoči s tekočino, zato material ne leze po modelu.
Širok izbor osnovnih barv. Pigmenti ne vsebujejo kadmija, zato ni toksičen.

Indikacije: ortodontski aparat

Barve: rdeča, rumena, modra, brezbarvna, fl. rumena, oranžna, indigo modra, zelena, roza

Pakiranje: O2872 prah, brezbarven - 700 g, posodica za nasipanje
O2873 tekočina, rdeča - 500 ml
O2882 tekočina, rumena - 500 ml
O2883 tekočina, modra - 500 ml
O2884 tekočina, brezbarvna - 500 ml
Ortopoli: O2979 tekočina, fl. rumena - 150 ml
O2980 tekočina, oranžna - 150 ml
O2981 tekočina, indigo modra - 150 ml
O2982 tekočina, zelena - 150 ml
O2983 tekočina, roza - 150 ml

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



poliTRAY

Akrilat za izdelavo individualnih funkcijskih žlic s hladno polimerizacijo

Lastnosti: Kratek čas polimerizacije. Mikroporozna površina, ki omogoča dobro oprijemljivost z odtisnim materialom.

Indikacije: Individualne funkcijske žlice

Barva: modra

Pakiranje: O2870 Politrays prah - 700 g
O2871 Politrays tekočina - 500 ml

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



uniTRAY LC

Svetlobno polimerizirajoč material v obliki plošč za izdelavo individualnih funkcijskih žlic in registracijo ugriza, ki se polimerizira pod vplivom UV in halogenske svetlobe

Značilnosti: Individualno funkcijsko žlico polimeriziramo na modelu v aparatu z UV ali halogensko svetlobo 6 - 10 min.

Indikacije: individualne funkcijske žlice, registracije ugrizov

Barva: rožnata

Pakiranje: 15000 Unitray LC - škatla s 50-imi ploščami



poliTEMP


Akrilat za izdelavo začasnih kron in mostičkov s hladno polimerizacijo

Lastnosti: Velika natančnost in s tem boljša gingivalna zapora prevleke. Visok sijaj in manjše nabiranje plaka kot posledica neporoznosti izdelka. Visoka odpornost na abrazijo. Enostavno popravilo. Netoksičnost.

Indikacije:časne prevleke,časni mostički

Barve: A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, Incisal

Pakiranje
Politemp:
02904 prah A1 - 80 g
02949 prah A2 - 80 g
02888 prah A3 - 80 g
02889 prah A 3,5 - 80 g
02890 prah B3 - 80 g
02891 prah C2 - 80 g
02892 prah D3 - 80 g
02893 prah incisal - 80 g
02894 tekočina - 150 ml



Laboratorijski material

VLOŽNE MASE

poliVEST

Fosfatna vložna masa brez grafitu namenjena za precizijsko litje vseh dentalnih zlitin v tehniki kron in mostičkov po metodi hitrega ali stopenjskega segrevanja

Lastnosti: Dolg delovni čas (19 - 24°C) 4 - 7 min.
Dobra fluidnost brez nezaželenih zračnih mehurčkov.
Z redčenjem ekspanzijske tekočine Polisol z destilirano vodo se uravnava ekspanzijo Polivesta, da kompenzira krčenje uporabljene dentalne zlitine.
Hitro segrevanje skrajša postopek izdelave in poveča produktivnost.
Po ohlajanju se masa zlahka loči od ulitka.

Indikacije: krone in mostički

Pakiranje: 05844 Polivest prah - 6 kg (40 x 150 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



poliTERM speed

Fina vložna masa namenjena izdelavi delnih protez z ulito bazo in vrhunskih kombiniranih del po postopku hitrega ali običajnega stopenjskega segrevanja

Lastnosti: Enako primerna tako za dubliranje v gelu kot tudi v silikonu.
Velikost ekspanzije je optimalna, ne glede na to ali je segrevanje običajno stopenjsko ali hitro.
Pri hitrem segrevanju je temperatura vstavljanja cilindra v peč pri 600°C, kar pomeni prihranek na času v primerjavi z vložnimi masami, ki se segrevajo stopenjsko.

Indikacije: delne proteze z ulito bazo, vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05887 Politerm speed prah - 8 kg (20 x 400 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



univeCAST


Univerzalna fosfatna vložna masa za ulivanje kron in mostičkov ter ulitih baz na modelu po postopku hitrega ali stopenjskega segrevanja ter za stiskano keramiko

Univerzalna uporaba, ena vložna masa za ulite baze, kombinirana dela ter krone in mostičke.
 Posebej namenjena ulivanju neplemenitih dentalnih zlitin.

Lastnosti: Ulivanje je enostavno tudi brez uporabe kovinskega cilindra.
 Pri hitrem segrevanju postavimo cilinder v peč na končno temperaturo žarjenja in ulivamo lahko že po eni uri; kar pomeni velik prihranek na času.

Indikacije: krone in mostički,
 proteze z ulito bazo,
 vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05904 Univecast prah - 6 kg (40 x 150 g)
 05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



poliPRESS

Fosfatna vložna masa za stiskano keramiko

Lastnosti: Popolno prileganje.
 Visoka stopnja natančnosti.
 Hitro segrevanje.
 Visoka tlačna trdnost..

Indikacije: polna keramika,
 keramika za stiskanje na cirkon,
 keramika za stiskanje na kovino

Pakiranje: 05934 Poli Press prah - 6 kg (60 x 100 g)
 05832 Poli Press tekočina - 1 l plastenka



PoliDent

since 1958



www.polident.si

Laboratorijski material KORUND

poliKORUND

99,8% Aluminijev oksid (Al_2O_3) za peskanje

Lastnosti: Ostra oblika delcev in izjemna trdota zagotavljata kar najboljši rezultat peskanja. Bele barve.

Indikacije: za peskanje vseh vrst zlitin in keramike

Pakiranje: 05721 Poli korund 250 mic - 25 kg vreča
05722 Poli korund 110 mic - 25 kg vreča
05723 Poli korund 50 mic - 25 kg vreča
05755 Poli korund 250 mic - 5 kg kanta
05756 Poli korund 110 mic - 5 kg kanta
05757 Poli korund 50 mic - 5 kg kanta



Laboratorijski material SILIKONI

poliSILICONE

Adicijsko vezan dvokomponentni dublirni silikon

Lastnosti: Kompatibilen z mavcem in fosfatnimi materiali. Modeli se z lahkoto odstranijo. Natančen in dimenzijsko stabilen. Zelo elastičen. Trdota po Shoru A: 24-26. Barva: katalizator - bela, baza - roza.

Indikacije: za dubliranje modelov v zobnih laboratorijih

Pakiranje: 06957 Poli silicone (24 shore) A+B





ALABASTER

Navadni dentalni mavec – Tip 2

Lastnosti: Bele barve in brez vonja.
Je zmes kalcijevega sulfata z dodatki.
Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 60 / 100.
Ekspanzija: 0,16 %.
Čas strjevanja: 10 - 14 min.
Delovni čas: 5 - 6 min.

Indikacije: modeli za funkcijske žlice za parcialne in totalne proteze,
modeli za reparature protez,
študijski modeli,
za rivetiranje parcialnih in totalnih protez,
za podstavke pri delovnih modelih

Pakiranje: 05801 Alabaster 5 kg plastično vedro
05720 Alabaster 20 kg plastično vedro
05802 Alabaster 25 kg vreča



poliDUR

Trdi dentalni mavec – Tip 3

Lastnosti: Modre barve in brez vonja.
Je zmes kalcijevega sulfata.
Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 30 / 100.
Ekspanzija: 0,18 %. Čas strjevanja: 7 - 12 min.

Indikacije: modeli za parcialne in totalne proteze,
modeli za ortodontske aplikacije,
modeli za podlaganje in reparature protez,
študijski modeli

Pakiranje: 05754 Polidur 5 kg plastično vedro
05744 Polidur 20 kg plastično vedro
05864 Polidur 25 kg vreča



poli STONE

Zelo trdi dentalni mavec – Tip 4

Lastnosti: Zlatorjave barve in brez vonja. Je zmes kalcijevega sulfata. Mešalno razmerje: voda (ml)/mavec (g) - 22/100. Ekspanzija: 0,09 %. Čas strjevanja: 12-14 min.

Indikacije: delovni modeli za fiksno protetiko, modeli za parcialne in totalne proteze, uporaba v implantologiji, modeli za ortodontske aplikacije, modeli za podlaganje in reparature protez, študijski modeli

Pakiranje: 05828 Polistone 5 kg plastično vedro
05831 Polistone 20 kg plastično vedro
05830 Polistone 25 kg vreča



prima ART

Trdi dentalni mavec – Tip 1

Lastnosti: Bele barve in brez vonja. Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 63 / 100. Nizka ekspanzija: 0,09 %. Izredno kratek čas strjevanja: 3 min. Kratek delovni čas: 60 - 90 sek.

Indikacije: za umavčevanje modelov v artikulator, za aplikacije, ki zahtevajo hitro strjevanje mavca

Pakiranje: 05907 Prima art 5 kg plastično vedro
05908 Prima art 20 kg plastično vedro



prima ROCK

Super trdi dentalni mavec – Tip 4

Lastnosti: Rumene barve in brez vonja. Mešalno razmerje : voda (ml) / mavec (g) - 20 / 100. Ekspanzija: 0,13 %. Kratek čas strjevanja: 12 min. Kratek delovni čas: 6 - 8 min.

Indikacije: delovni modeli za fiksno protetiko, modeli za parcialne in totalne proteze, modeli za podlaganje in reparature protez, modeli za ortodontske aplikacije, študijski modeli, uporaba v implantologiji

Pakiranje: 05911 Prima rock 2 kg plastično vedro
05925 Prima rock 5 kg plastično vedro
05913 Prima rock 20 kg plastično vedro



Laboratorijski material

PLOVEC

PLOVEC

Vulkanska kamnina za poliranje akrilatov

Lastnosti: Skrbno očiščen.

Indikacije: za poliranje akrilatov v zobni tehniki

Pakiranje: 05725 Plovec 25 kg vreča
05724 Plovec 5 kg kanta



Laboratorijski material

ŠČETKE

BRUSHES

Ščetke iz žime – trde	07888 čašasta ščetka z mandrelo za ročnik 07882 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik 07880 FI 48 ščetka brez mandrele
Ščetke iz žime	07887 čašasta ščetka z mandrelo za ročnik 07885 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik
Kovinske ščetke	07884 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik
Koluti iz filca	07883 FI 21 kolut z mandrelo za ročnik
Koluti iz usnja	07881 FI 85 kolut brez mandrele
Koluti iz bombaža	07900 FI 100 kolut brez mandrele 40 07901 FI 100 kolut brez mandrele 24








PoluDent



Ordinacijski material

01 Sanitetni pripomočki



Ordinacijski material

SANITETNI PRIPOMOČKI

ZAŠČITNE MEDICINSKE ROKAVICE

Lastnosti: Nesterilne premium medicinske rokavice za preglede iz lateksa in nitrila.

rokavice King chlorinted-micro-textured, nepudrane, natur, 100 kosov:

16525 x-small, 16526 s-mall, 16527 medium, 16528 large

rokavice King honeycomb-textured peppermint, pudrane, zelene, 100 kosov:

16520 x-small, 16521 s-mall, 16522 medium, 16523 large


Pakiranje:

rokavice King latex, pudrane, natur, 100 kosov:

16535 x-small, 16536 small, 16537 medium, 16538 large

rokavice King nitril, modre, powder-free, 100 kosov:


16529 small, 16517 medium, 16519 large



ZAŠČITNA MEDICINSKA PREGRINJALA

Lastnosti: Iz večslojne 100 % čiste celuloze, ki ima zelo dobre absorpcijske lastnosti in ene plasti polietilena.
Vodoodporna.

Pakiranje: 07864 pregrinjala za paciente 53 x 80, zelena, v roli, 60 kos
07865 pregrinjala za paciente 53 x 80, modra, v roli, 60 kos
07866 pregrinjala za paciente 53 x 80, bela, v roli, 60 kos
07912 pregrinjala za paciente 53 x 80, oranžna v roli, 60 kos
07914 pregrinjala za paciente 53 x 80, roza v roli, 60 kos
07917 pregrinjala za paciente 33 x 45, zelena, 500 kos
07921 pregrinjala za paciente 33 x 45, modra, 500 kos



Prodajamo v...



PoliDent



since 1958

Zanesljiv in fleksibilen Partner







TRADITION.
DEVELOPMENT.
QUALITY.

PoliDent

since 1958



Polident d.o.o. Dental Products Industry

Volčja Draga 42
5293 Volčja Draga
Slovenija

Tel: + 386 5 330 48 40
Fax: + 386 5 330 48 70
polident@polident.si