

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

Datum izdelave 21. 11. 2019  
Datum revizije 3. 04. 2023 Številka različice 2.0

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka** ALABASTER  
Snov / zmes zmes
- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
**Namenjena uporabi zmesi**  
Izdelava modelov v zobozdravstvu.  
**Neustrezen način uporabe zmesi**  
Izdelka ni dovoljeno uporabljati na načine, ki niso navedeni v Oddelku 1.
- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**  
**Dobavitelj**  
Ime ali komercialni naziv Polident d.o.o., Dental Products Industry  
Naslov Volčja Draga 42, Volčja Draga, 5293  
Slovenija  
ID za DDV SI31319297  
Telefon 00386 5 3304840, Fax: 00386 5 3304870  
Naslov e-pošte polident@polident.si  
**Elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list**  
Ime Polident d.o.o., Dental Products  
Industry  
Naslov e-pošte polident@polident.si
- 1.4 Telefonska številka za nujne primere**  
00386 (0)5 3304840 - Polident d.o.o. - na voljo od pon do pet med 7.00 - 15.00 uro.  
Številka telefona Centra za obveščanje: 112 - na voljo 0 -24

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**  
**Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**  
Zmes ni razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.  
Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je navedeno v oddelku 16.
- 2.2 Elementi etikete**  
**Dodatne informacije**  
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
- 2.3 Druge nevarnosti**  
Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605.  
Mešanica ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala pogoj za PBT (obstoje, bioakumulativno in strupeno) ali vPvB (zelo obstojno in zelo bioakumulativno) v skladu z dodatkom XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) z vsemi spremembami.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- 3.2 Zmesi**  
**Zmes vsebuje te nevarne snovi in snovi z določenimi najvišjimi dovoljenimi koncentracijami v delovnem okolju**

| Identifikacijske številke                                                    | Naziv snovi     | Vsebnost v % teže | Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 | Opomba |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| CAS: 7778-18-9<br>ES: 231-900-3<br>Registracijska številka: 01-2119444918-26 | kalcijev sulfat | 75-100            | ni razvrščena kot nevarna                        | 1      |

#### Opombe

- 1 Snov, za katero so določeni limiti izpostavljenosti.

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

Datum izdelave 21. 11. 2019

Datum revizije 3. 04. 2023

Številka različice

2.0

Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je navedeno v oddelku 16.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi prve pomoči. Če so zdravstvene težave izražene ali če niste prepričani, stopite v stik z zdravnikom in mu pokažite ta varnostni list.

##### Pri vdihavanju

Pri običajnih pogojih predvidene uporabe se ne pričakuje, da bo ta material nevaren pri vdihavanju. V primeru vdihavanja: osebo prenesti na svež zrak in pustiti počivati. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

##### Pri stiku s kožo

Odstranite kontaminirana oblačila. Umijte z veliko količino mila in vode. Poiščite zdravniško oskrbo, če se draženje kože nadaljuje. Proizvod na splošno ne draži kože.

##### Pri stiku z očmi

Oči nemudoma izperite s tekočo vodo, odprite veke; če prizadeta oseba nosi kontaktne leče, jih nemudoma odstranite. Tekoča voda naj bo ogreta (20-30°C). Po potrebi pokličite reševalce ali poiščite zdravniško oskrbo.

##### Pri zaužitju

Izperite usta s čisto vodo. Nezavestnim osebam nikoli ničesar ne dajajte v usta. Če pride do težav, poiščite zdravniško oskrbo.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

##### Pri vdihavanju

Ni pričakovano.

##### Pri stiku s kožo

Ni pričakovano.

##### Pri stiku z očmi

Ni pričakovano.

##### Pri zaužitju

Ni pričakovano.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

##### Ustrezna sredstva za gašenje

Proizvod ne gori.

##### Neustrezna sredstva za gašenje

Ni posebnosti.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Če pride do požara, se lahko tvorijo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni plini. Izdelek sam po sebi ne gori.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevajte navodila iz Oddelkov 7 in 8. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik s kožo in z očmi.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite kontaminacijo prsti in vstop v površinsko ali podzemno vodo. Če pride do zelo velikega onesnaževanja, stopite v stik z zadevnimi oblastmi in obrati za obdelavo odpadnih voda.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Izdelek mehanično ustrezno poberite. Odlaganje zbranega materiala skladno z navodili v Oddelku 13. Preprečite prašenje. Prezračite prostor.

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

Datum izdelave 21. 11. 2019

Datum revizije 3. 04. 2023

Številka različice

2.0

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte Oddelke 7, 8 in 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Posebni ukrepi niso potrebni. Uporabite osebno zaščitno opremo, kot je navedeno v Oddelku 8. Preverite veljavne pravne predpise glede varnosti in varovanja zdravja. Ne vdihavajte prahu. Zaščititi pred vlago.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite v tesno zaprtih posodah v hladnih, suhih in dobro prezračenih prostorih, ki so temu namenjeni.

Hraniti na suhem. Zaščititi pred vlago.

Hraniti samo v originalni embalaži.

### 7.3 Posebne končne uporabe

ni navedeno.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

Mešanica vsebuje snovi, za katere obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

#### Slovenija

Uradni list RS, Št. 38

| Naziv snovi (sestavine)                      | Tip          | Vrednost               | Opomba                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| prah - inhalabilna frakcija (CAS: 7778-18-9) | 8 ur         | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. |
|                                              | KTV (15 min) | 20 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                              |
| prah - alveolarna frakcija (CAS: 7778-18-9)  | 8 ur         | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | Alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole.   |
|                                              | KTV (15 min) | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                              |

#### Slovenija

Uradni list RS, Št. 72/2021

| Naziv snovi (sestavine)          | Tip  | Vrednost            | Opomba                                                                     |
|----------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| kalcijev sulfat (CAS: 7778-18-9) | 8 ur | 6 mg/m <sup>3</sup> | Alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. |

#### DNEL

kalcijev sulfat

| Delavci / potrošniki | Način izpostavljanja | Vrednost                | Učinek                    | Določitev vrednosti | Vir        |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Delavci              | Pri vdihavanju       | 21,17 mg/m <sup>3</sup> | Sistemske kronične učinke |                     | ECHA REACH |
| Potrošniki           | Oralno               | 1,52 mg/kg tt/dan       | Sistemske kronične učinke |                     | ECHA REACH |
| Potrošniki           | Oralno               | 11,4 mg/kg tt/dan       | Akutni sistemske učinke   |                     | ECHA REACH |
| Delavci              | Pri vdihavanju       | 5082 mg/m <sup>3</sup>  | Akutni sistemske učinke   |                     | ECHA REACH |
| Potrošniki           | Pri vdihavanju       | 3811 mg/m <sup>3</sup>  | Akutni sistemske učinke   |                     | ECHA REACH |
| Potrošniki           | Pri vdihavanju       | 5,29 mg/m <sup>3</sup>  | Sistemske kronične učinke |                     | ECHA REACH |

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

Datum izdelave 21. 11. 2019

Datum revizije 3. 04. 2023

Številka različice

2.0

### PNEC

kalcijev sulfat

| Način izpostavljanja                             | Vrednost | Določitev vrednosti | Vir        |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| Mikroorganizmi v čistilnih napravah odpadne vode | 100 mg/l |                     | ECHA REACH |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Roke si temeljito umijte z vodo in milom po delu in pred odmori za malico ter počitkom.

#### Zaščito za oči/obraz

Zaščitna očala s bočnimi stranmi. EN 166 - Osebno varovanje oči.

#### Zaščito kože

Pri dolgotrajnem ali ponavljajočem se rokovanju uporabljajte zaščitne rokavice. SIST EN ISO 374-1. Ko izbirate ustrezno debelino, material in prepustnost rokavic, preverite priporočila zadevnega proizvajalca. Za zaščito kože uporabite zaščitne kreme, vendar samo v primeru, da do izpostavljenosti še ni prišlo. Druga zaščita: Zaščitna protistatična oblačila so izdelana iz naravnih vlaken (bombaža) ali sintetičnih vlaken, odpornih na povišane temperature.

#### Zaščito dihal

Uporabite masko s protiprašnim filtrom, ko so mejne vrednosti izpostavljenosti snovi presežene ali v nezadostno prezračenem prostoru. Filter FFP. SIST EN 14387.

#### Toplotna nevarnost

Ni na voljo.

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Upoštevajte običajne ukrepe za zaščito okolja, glejte Oddelek 6.2.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                                                 | trdno (prah)                                      |
| Barva                                                            | belo                                              |
| Vonj                                                             | brez vonja                                        |
| Tališče/ledišče                                                  | 1,450 °C (DIN ISO 3016)                           |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | podatek ni na razpolago                           |
| Vnetljivost                                                      | Ni vnetljivo.                                     |
| Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           | podatek ni na razpolago                           |
| Plamenišče                                                       | podatek ni na razpolago                           |
| Temperatura samovžiga                                            | podatek ni na razpolago                           |
| Temperatura razgradnje                                           | podatek ni na razpolago                           |
| pH                                                               | 6-8 (nerazredčeno pri 20 °C)                      |
| Kinematična viskoznost                                           | podatek ni na razpolago                           |
| Topnost v vodi                                                   | 2,4 g/l (20 °C)                                   |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | podatek ni na razpolago                           |
| Parni tlak                                                       | podatek ni na razpolago                           |
| Gostota in/ali relativna gostota                                 |                                                   |
| gostota                                                          | 2,31-2,97 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C (DIN 51757) |
| Relativna parna gostota                                          | podatek ni na razpolago                           |
| Lastnosti delcev                                                 | podatek ni na razpolago                           |

### 9.2 Drugi podatki

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Samodejni vžig                                  | Proizvod ni samovnetljiv. |
| Eksplozivne lastnosti                           | Proizvod ni eksploziven.  |
| Gostota vsipavanja: 700-1.100 kg/m <sup>3</sup> |                           |
| EU-VOC: 0,0000 %                                |                           |
| EU-VOC: 0,0000 g/l                              |                           |
| Vsebnost trdih teles: 100,0 %                   |                           |

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

Datum izdelave 21. 11. 2019

Datum revizije 3. 04. 2023

Številka različice

2.0

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Pri običajni uporabi ne pride do nobene nevarne reakcije z drugimi snovmi.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je v običajnih pogojih stabilen.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izdelek je v običajnih pogojih stabilen in nerazgradljiv. Preprečiti nastajanje prahu. Preprečite stik z vlago.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni znano.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri običajni uporabi se ne razvije. Pri visokih temperaturah in v primeru požara se tvorijo nevarne snovi, kot sta ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikološki podatki za mešanico niso na voljo.

##### Akutna strupenost

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

kalcijev sulfat

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost    | Čas izpostavitve | Vrsta   | Spol |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|---------|------|
| Oralno               | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                  | Podgana |      |

##### Jedkost za kožo/draženje kože

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### Resne okvare oči/draženje

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### Mutagenost za zarodne celice

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### Rakotvornost

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### Strupenost za razmnoževanje

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### STOT - enkratna izpostavljenost

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

##### Nevarnost pri vdihavanju

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijskim pogojem ni bilo zadoščeno.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

Datum izdelave 21. 11. 2019

Datum revizije 3. 04. 2023

Številka različice

2.0

### Akutna strupenost

Proizvod ni razvrščen kot nevaren za okolje.

Ne dopustiti, da preide v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

kalcijev sulfat

| Parameter        | Vrednost     | Čas izpostavitve | Vrsta                                     | Okolje |
|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------|
| LC <sub>50</sub> | >79 mg/l     | 96 ur            | Ribe ( <i>Oryzias latipes</i> )           |        |
| LC <sub>50</sub> | 79-2980 mg/l | 96 ur            | Ribe                                      |        |
| LC <sub>50</sub> | 79-1970 mg/l | 48 ur            | Dafnije ( <i>Daphnia magna</i> )          |        |
| EC <sub>50</sub> | >79 mg/l     | 72 ur            | Alge ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ) |        |
| EC <sub>50</sub> | >1000 mg/l   | 3 uri            | Bakterije (Aktivno blato)                 |        |

### 12.2 Obstoynost in razgradljivost

Podatki niso na voljo.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni na voljo.

### 12.4 Mobilnost v tleh

Ni na voljo.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala pogoj za PBT (obstoyno, bioakumulativno in strupeno) ali vPvB (zelo obstoyno in zelo bioakumulativno) v skladu z dodatkom XVIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) z vsemi spremembami.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni na voljo.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranite odpadke v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. Nadaljujte skladno z veljavnimi predpisi za odlaganje odpadkov. Vsak nerabljen izdelek in kontaminirano embalažo je treba spraviti v označene posode za zbiranje odpadkov in predati osebi, ki je pooblašena za odstranjevanje odpadkov (specializirano podjetje) in takšno dejavnost. Ne izpraznite neuporabljenega izdelka v odtočne sisteme. Izdelka ni dovoljeno odvreči med komunalne odpadke. Prazne posode je dovoljeno uporabiti v sežigalnicah odpadkov za proizvodnjo energije ali jih odvreči na ustrezno odlagališče.

#### Pravni predpisi, ki veljajo za odpadke

Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22-ZVO2).

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21).

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN in številka ID

ne veljajo predpisi za prevoz

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ni pomembno

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ni pomembno

### 14.4 Skupina embalaže

ni pomembno

### 14.5 Nevarnosti za okolje

ni pomembno

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Glejte Oddelke od 4 do 8.

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

Datum izdelave 21. 11. 2019

Datum revizije 3. 04. 2023

Številka različice

2.0

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni pomembno

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 2020/878) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE in 54/21)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemične varnosti ni bila izvedena.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Seznam dodatnih standardnih stavkov o nevarnosti uporabljenih v varnostnem listu

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

### Ostale informacije pomembne glede varnosti in varovanja zdravja človeka

Uporaba izdelka za namene, ki niso navedeni v Oddelku 1, ni dovoljena, če je proizvajalec/dobavitelj ni izrecno dovolil. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh povezanih predpisov za varovanje zdravja.

### Tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi                                                      |
| BCF              | Biokoncentracijski faktor                                                                                   |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                  |
| CLP              | Direktiva (ES) št. 1272/2008 o klasifikaciji, označevanju in pakiranju snovi in zmesi                       |
| EC <sub>50</sub> | Koncentracija snovi, pri kateri je prizadete 50% populacije                                                 |
| EINECS           | Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi                                                                   |
| EmS              | Plan stalne pripravljenosti                                                                                 |
| ES               | Število ES je številčni indikator snovi iz seznama ES                                                       |
| EU               | Evropska unija                                                                                              |
| EuPCS            | Evropski sistem za kategorizacijo proizvodov                                                                |
| HOS              | Hlapljive organske spojine                                                                                  |
| IATA             | Mednarodna asociacija letalskih prevoznikov                                                                 |
| IBC              | Mednarodni predpis za gradnjo in opremljanje ladij, ki v večjih količinah transportirajo nevarne kemikalije |
| ICAO             | Mednarodna organizacija za civilni zračni promet                                                            |
| IMDG             | Mednarodni pomorski transport nevarnega blaga                                                               |
| IMO              | Mednarodna pomorska organizacija                                                                            |
| INCI             | Mednarodna nomenklatura kozmetičnih dodatkov                                                                |
| ISO              | Mednarodna organizacija za standardiziranje                                                                 |
| IUPAC            | Mednarodna unija za čisto in koristno kemijo                                                                |

# VARNOSTNI LIST

PoliDent

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici



## ALABASTER

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 21. 11. 2019 |                    |     |
| Datum revizije | 3. 04. 2023  | Številka različice | 2.0 |

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub>    | Smrtna koncentracija snovi, pri kateri je za pričakovati, da lahko povzroči smrt 50% populacije. |
| LD <sub>50</sub>    | Smrtna doza snovi, pri kateri je za pričakovati, da lahko povzroči smrt 50% populacije.          |
| log K <sub>ow</sub> | Porazdelitveni koeficient oktanola in vode                                                       |
| OEL                 | Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost                                                      |
| PBT                 | Obstojno, bioakumulativno in strupeno                                                            |
| ppm                 | Deli na milijon                                                                                  |
| REACH               | Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij                                   |
| RID                 | Sporazum o transportiranju nevarnih snovi po železnici                                           |
| UN                  | Štirimestna identifikacijska številka snovi ali predmeta prevzeta iz Vzornih predpisov OZN.      |
| UVCB                | Snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksni reakcijski produkti ali biološki materiali  |
| vPvB                | Izredna perzistenca in kopičenje v organizmu                                                     |

### Napotki glede urjenja

Obvestite osebe o priporočenih načinih uporabe, obvezni zaščitni opremi, prvi pomoči in prepovedanih načinih ravnanja z izdelkom.

### Priporočena omejitev uporabe

ni navedeno.

### Informacije o virih podatkov, ki se uporabljajo pri sestavljanju varnostnega lista

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (REACH) z vsemi spremembami. UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z vsemi spremembami. Podatki proizvajalca snovi/mešanice, če so na voljo – informacije iz registracijske dokumentacije.

### Opravljenе spremembe (katere informacije so bile dodane, izpuščene ali prilagojene)

Verzija 2.0 nadomesti predhodno verzijo, ki je bila izdelana 21.11.2019

Spremembe so bile narejene v poglavjih:

- 2.3 Druge nevarnosti,
- 11.2 Podatki o drugih nevarnostih,
- 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev in
- 16 Drugi podatki.

### Drugi podatki

Postopek razvrščanja - metoda izračuna. Varnostni list izdelalo podjetje Chem Consulting s.p. (www.chem-consulting.si)

### Izjava

Varnostni list navaja informacije, katerih cilj je zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja pri delu ter zaščita okolja. Navedene informacije ustrezajo trenutnemu znanju in izkušnjam in so skladne z veljavnimi pravnimi predpisi. Informacije niso zagotovile za primernost in uporabnost izdelka za določen namen.